

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-chirurgiczny-stal-kwasoodporna-p-1943.html>

Stolik chirurgiczny - stal kwasoodporna



Cena brutto	5 714,00 zł
Cena netto	5 290,74 zł
Cena poprzednia	6 000,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-03
Kod producenta	STKO-03-P(DL2P)-110-K O-

Opis produktu

Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej - z szafką i trzema półkami

Stolik zabiegowy wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 0H18N9, to niezawodne wyposażenie gabinetów zabiegowych, sal opatrunkowych, pracowni diagnostycznych oraz każdego miejsca, w którym liczy się higiena, trwałość i mobilność. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną ergonomię pracy personelu medycznego – od stabilnego stelaża, przez funkcjonalną szafkę, aż po praktyczne, głębokie półki.

Stolik łączy w sobie wytrzymałość, łatwość dezynfekcji i wysoki komfort użytkowania, co czyni go sprzętem idealnym do codziennej pracy medycznej.

Kluczowe cechy i zalety

1. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej

Całość wykonana z odpornej na korozję stali 0H18N9 (AISI 304), dzięki czemu:

- zachowuje pełną sterylność powierzchni,
- nie reaguje z preparatami dezynfekcyjnymi,
- jest wyjątkowo trwały nawet przy intensywnym użytkowaniu.

2. Trzy funkcjonalne półki

Półka górna 1100 × 500 mm – z praktycznym pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się narzędzi.

Dwie półki dolne 600 × 500 mm – idealne do przechowywania zestawów opatrunkowych, narzędzi lub materiałów jednorazowych.

Wszystkie półki są łatwo dostępne i umożliwiają wygodną organizację stanowiska pracy.

3. Szafka z drzwiczkami i półką wewnętrzną

Wymiary: 500 × 500 × 585 mm.

Wyposażona w zamek, co pozwala na przechowywanie materiałów lub narzędzi wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Anodowany uchwyt zapewnia trwałość i łatwe utrzymanie czystości.

Wewnątrz znajduje się funkcjonalna półka zwiększająca przestrzeń użytkową.

4. Stabilny i ergonomiczny stelaż

Konstrukcja z giętego profilu kwadratowego 25 × 25 mm.

Wbudowane szyny instrumentalne i uchwyty skierowane ku górze, stanowiące stały element konstrukcyjny. Odboje chronią meble, aparaturę oraz ściany przed przypadkowym uderzeniem.

5. Mobilność i bezpieczeństwo użytkowania

Koła o średnicy 100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego.

Dwa koła posiadają skuteczną blokadę, co pozwala na stabilną pracę w miejscu.

Wysoka zwrotność umożliwia łatwe przemieszczanie stolika nawet w wąskich pomieszczeniach.

Zastosowanie

Stolik przeznaczony jest do profesjonalnego wykorzystania w:

- gabinetach zabiegowych i opatrunkowych,
- salach zabiegowych szpitali i klinik,
- gabinetach stomatologicznych,
- pracowniach diagnostycznych i laboratoryjnych,
- placówkach weterynaryjnych,
- gabinetach medycyny estetycznej.

Doskonały wszędzie tam, gdzie potrzebna jest higieniczna, trwała i mobilna powierzchnia robocza.

Parametry techniczne

Wymiary stolika (bez wyposażenia dodatkowego): 1220 × 550 × 900 mm

Półki:

- 1100 × 500 mm (górna, pogłębiona)
- 600 × 500 mm (dwie dolne)

Szafka:

- 500 × 500 × 585 mm (szer. × gł. × wys.)

Konstrukcja: Stal kwasoodporna 0H18N9

Profil 25 × 25 mm

Koła: Ø 100 mm (2 × z blokadą)

Odboje ochronne

Drzwiczki zamykane na zamek

Wewnętrzna półka w szafce

Uchwyt anodowany

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten stolik zabiegowy został zaprojektowany tak, aby wspierać personel medyczny w codziennych procedurach. Oferuje:

- niezawodność na lata dzięki stalowej konstrukcji,
- wysoki poziom higieny,
- bezpieczne przechowywanie narzędzi,
- ergonomiczny dostęp do wszystkich półek,
- mobilność bez kompromisu w stabilności.

To sprzęt, który realnie usprawnia pracę zespołu medycznego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

