

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-dla-narzedzi-stomatologicznych-p-2065.html>



Asystor stomatologiczny z 4 szufladami na kółkach

Cena brutto	3 585,00 zł
Cena netto	3 319,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04ST-05
Kod producenta	A-01-S(4)-ST-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny z 4 szufladami na kółkach to mobilny stolik pomocniczy przeznaczony do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów jednorazowych i drobnego wyposażenia w gabinecie stomatologicznym. Model posiada **4 szuflady**, stalowy blat z pogłębieniem oraz **pole odkładcze 400 x 400 mm**, które ułatwia pracę przy stanowisku.

W porównaniu z modelami 2- i 3-szufladowymi ten wariant zapewnia większą liczbę osobnych stref przechowywania. Dzięki temu lepiej sprawdzi się w gabinetach, w których potrzebna jest dokładniejsza segregacja narzędzi, materiałów i akcesoriów pomocniczych.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji.

Stolik dla narzędzi stomatologicznych z 4 szufladami

Produkt może pełnić funkcję **stolika dla narzędzi stomatologicznych**, mobilnego asystora stomatologicznego oraz pomocniczego stolika roboczego przy fotelu. Cztery szuflady pozwalają rozdzielić narzędzia, materiały jednorazowe i akcesoria, a blat z pogłębieniem oraz pole odkładcze 400 x 400 mm ułatwiają utrzymanie porządku podczas pracy.

Asystor stomatologiczny z 4 szufladami do codziennej organizacji pracy

Ten stolik dla narzędzi stomatologicznych został zaprojektowany z myślą o sprawnej organizacji akcesoriów i materiałów potrzebnych podczas pracy. Blat ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem ułatwia odkładanie narzędzi, a górna część korpusu z polem odkładczym 400 x 400 mm tworzy wygodną powierzchnię roboczą.

Najważniejsze cechy modelu

- 4 szuflady o wysokości frontu 4 x 130 mm,
- blat ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem,
- pole odkładcze stanowiące powierzchnię roboczą o wymiarach 400 x 400 mm,
- szafka ze stali lakierowanej proszkowo na biało,
- front lakierowany na wybrany kolor RAL według wzornika
- materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci i ograniczający wibracje,
- podstawa lakierowana proszkowo na biało, pięcioramienna,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm, w tym 3 z blokadą.

Zastosowanie w gabinecie

Asystor sprawdza się jako mobilny mebel pomocniczy przy stanowisku stomatologicznym wszędzie tam, gdzie ważne są porządek pracy, szybki dostęp do narzędzi oraz wygodne przemieszczanie wyposażenia. Cztery szuflady pozwalają lepiej rozdzielić akcesoria niż w modelach o mniejszej liczbie stref przechowywania, co ułatwia codzienną organizację pracy.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek i gabinetów, które zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność wyposażenia, ale również na standard organizacji procesu produkcyjnego.

Dane techniczne asystora stomatologicznego z 4 szufladami

Nazwa produktu	Asystor stomatologiczny z 4 szufladami na kółkach
Typ wyposażenia	mobilny asystor stomatologiczny / stolik dla narzędzi stomatologicznych
Przeznaczenie	gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	4 szuflady
Wysokość frontów szuflad	4 × 130 mm
Blat	stalowy blat z pogłębieniem
Pole odkładcze	400 × 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary szafki	450 × 450 × 543 mm
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna
Średnica podstawy	600 mm
Koła	5 kół jezdnych
Blokady kół	3 koła z blokadą
Front	możliwość wyboru koloru frontu z palety RAL
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04ST-05
Kod producenta	A-01-S(4)-ST-0000-K4.3
Funkcja produktu	organizacja narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów i akcesoriów pomocniczych
Dostępność	produkt dostępny na zamówienie
Czas realizacji	4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji

Co wyróżnia ten wariant

W porównaniu z prostszymi modelami 2- i 3-szufladowymi ten asystor oferuje większą liczbę zamkniętych szuflad przy zachowaniu tej samej mobilnej podstawy. Jednocześnie jest to wariant lakierowany, z frontem w kolorze RAL i stalowym blatem z pogłębieniem, dlatego dobrze sprawdza się w gabinetach szukających funkcjonalnego wyposażenia w estetyce dopasowanej do wnętrza.

FAQ

Czy ten produkt to asystor stomatologiczny z 4 szufladami?

Tak. Produkt jest **asystorem stomatologicznym z 4 szufladami na kółkach**, przeznaczonym do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów jednorazowych i drobnego wyposażenia pomocniczego w gabinecie. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy asystor stomatologiczny z 4 szufladami sprawdzi się jako stolik dla narzędzi stomatologicznych?

Tak. Model może pełnić funkcję **stolika dla narzędzi stomatologicznych**, mobilnego asystora stomatologicznego oraz pomocniczego stolika roboczego przy fotelu. Cztery szuflady pomagają uporządkować narzędzia, materiały i akcesoria, a stalowy blat z pogłębieniem oraz pole odkładcze **400 × 400 mm** ułatwiają codzienną pracę.

Czym różni się asystor z 4 szufladami od modelu 3-szufladowego?

Model z 4 szufladami daje większą możliwość segregacji wyposażenia niż wariant 3-szufladowy. Będzie dobrym wyborem, jeśli w gabinecie potrzebujesz osobnych miejsc na narzędzia, materiały jednorazowe, akcesoria pomocnicze i drobne wyposażenie. Jeżeli wystarczy mniejsza liczba szuflad, porównaj go z produktem [asystor stomatologiczny z 3 szufladami na kółkach](#).

Czy 4 szuflady są lepsze niż 3 szuflady?

Cztery szuflady będą lepszym wyborem wtedy, gdy ważna jest dokładniejsza organizacja narzędzi i materiałów. Model

3-szufladowy sprawdzi się przy standardowej organizacji pracy, natomiast **asystor stomatologiczny z 4 szufladami** daje więcej oddzielnych przestrzeni do przechowywania.

Czy blat z pogłębieniem jest praktyczny w gabinecie stomatologicznym?

Tak. **Stalowy blat z pogłębieniem** ułatwia odkładanie drobnych akcesoriów i pomaga utrzymać porządek na powierzchni roboczej. W połączeniu z polem odkładczym 400 × 400 mm asystor może pełnić funkcję wygodnego stolika pomocniczego przy stanowisku stomatologicznym.

Czy asystor stomatologiczny ma pole odkładcze 400 × 400 mm?

Tak. Produkt posiada **pole odkładcze 400 × 400 mm**, które może służyć jako powierzchnia pomocnicza na narzędzia, materiały i akcesoria używane podczas pracy. To ważna cecha przy wyborze asystora do gabinetu stomatologicznego.

Czy produkt jest mobilny?

Tak. Asystor posiada podstawę jezdną oraz koła, w tym **3 koła z blokadą**. Dzięki temu można go wygodnie ustawić przy fotelu stomatologicznym, stanowisku zabiegowym albo miejscu przygotowania narzędzi. Inne mobilne modele znajdziesz w kategorii [mobilne asystory stomatologiczne i medyczne](#).

Czy ten model jest wykonany ze stali kwasoodpornej?

Ten model posiada stalowy blat z pogłębieniem i front z możliwością wyboru koloru RAL, ale nie należy go mylić z wersją wykonaną ze stali kwasoodpornej. Jeżeli szukasz wariantu kwasoodpornego, porównaj go z produktem [asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej K-5 A-04 KO z 3 szufladami](#).

Kiedy warto wybrać asystor ze stali kwasoodpornej?

Asystor ze stali kwasoodpornej będzie lepszym wyborem w miejscach, gdzie priorytetem jest materiał 0H18N9, intensywne użytkowanie i łatwe utrzymanie powierzchni w czystości. Jeżeli chcesz porównać różne modele z tego materiału, zobacz również [asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#).

Czy lepiej wybrać ten model czy pomocnik stomatologiczny AS-1510?

Ten model będzie dobrym wyborem, jeśli potrzebujesz **asystora stomatologicznego z 4 szufladami** i stalowym blatem z pogłębieniem. Jeżeli szukasz alternatywnej konstrukcji z serii ALUMED, porównaj go z produktem [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#).

Jaki asystor wybrać, jeśli potrzebna jest szuflada i szafka?

Jeżeli oprócz szuflady potrzebna jest także zamykana szafka, lepszym porównaniem będzie [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#). Model z 4 szufladami będzie natomiast korzystniejszy wtedy, gdy najważniejsza jest segregacja narzędzi i szybki dostęp do drobnych przyrządów.

Czy ten produkt pasuje do kategorii stolików wielofunkcyjnych?

Tak. Ze względu na mobilną konstrukcję, szuflady, blat z pogłębieniem i pole odkładcze produkt można traktować także jako praktyczny stolik pomocniczy do gabinetu. Szerszą grupę podobnych rozwiązań znajdziesz w kategorii [stoliki wielofunkcyjne medyczne](#).

Czy front można dopasować kolorystycznie?

Tak. Produkt posiada możliwość wyboru frontu w kolorze z palety RAL zgodnie z dostępnymi opcjami na karcie produktu. Dzięki temu asystor można lepiej dopasować do wyposażenia gabinetu stomatologicznego lub zabiegowego.

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany lub kompletowany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania asystora oraz ewentualny wybór wariantu kolorystycznego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy ,

RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary