

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-dla-niemowlat-z-wysuwana-polka-pod-wage-p-1802.html>



## Stolik dla niemowląt z wysuwaną półką pod wagę

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 019,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>5 573,15 zł</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-SAM-03</b>      |
| Kod producenta   | <b>SAM-03-0000-T_-K8.3</b> |

### Opis produktu

Stolik dla niemowląt z wysuwaną półką to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale spełnia potrzeby opieki nad małym dzieckiem. Stolik został zaprojektowany z dbałością o szczegóły, aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie.

Stolik składa się z jednego blatu o wymiarach 1000x700x1050 mm. Błat wykonany jest z wytrzymałej stali, która została lakierowana proszkowo, co zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia. Błat jest otoczony z trzech stron przez szybki z pleksi, które chronią niemowlę przed przypadkowymi upadkami, jednocześnie umożliwiając pełen dostęp do dziecka. Na blacie znajduje się tapicerowany materacyk, który zapewnia komfort i miękkość dla maluszka podczas leżenia i zabawy.

Pod blatem znajduje się wysuwana półka o wymiarach 890x480x250 mm, która może pomieścić różnego rodzaju akcesoria i wyposażenie potrzebne przy opiece nad niemowlęciem. Półka wykonana jest z wytrzymałej płyty meblowej i wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu. Dzięki systemowi cichego domykania, wysuwana półka otwiera się i zamyka płynnie i bez hałasu.

Stolik posiada również szafkę z drzwiczkami i trzema szufladami. Szafka wykonana jest z płyty meblowej laminowanej o kolorze białym, co nadaje stolikowi elegancki wygląd. Szafka jest wyposażona w koła o średnicy 100 mm, umożliwiające łatwe przemieszczanie stolika po pomieszczeniu. Drzwiczki szafki zapewniają ukryte przechowywanie przedmiotów, a szuflady posiadają system cichego domykania, eliminujący hałas i minimalizujący ryzyko przytraśnięcia palców.

Wymiary szafki z drzwiczkami wynoszą 470x600x420 mm, a jej wnętrze jest wyposażone w dodatkową półkę o wysokości użytkowej 2x190 mm. Powierzchnia użytkowa dwóch górnych szuflad ma wymiary 415x530x110 mm, natomiast dolnej szuflady 415x530x95 mm. Dzięki tym wymiarom istnieje dużo miejsca na przechowywanie niezbędnych akcesoriów i artykułów dla dziecka.

Stolik dla niemowląt z wysuwaną półką został zaprojektowany z myślą o praktyczności, bezpieczeństwie i komforcie zarówno dla dziecka, jak i opiekuna. Jego funkcjonalne elementy, solidne wykonanie i estetyczny wygląd czynią go idealnym rozwiązaniem dla każdego pomieszczenia przeznaczonego do opieki nad niemowlętami.

---

### **Stolik dla niemowląt z wysuwaną półką pod wagę, cechy:**

- Praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie
- Bezpieczne i wygodne użytkowanie
- Wykonany z wytrzymałej stali, lakierowany proszkowo
- Błat otoczony szybkami z pleksi
- Tapicerowany materacyk zapewniający komfort
- Wysuwana półka o dużych wymiarach
- Wykonana z wytrzymałej płyty meblowej
- Relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu
- System cichego domykania dla wysuwanej półki
- Szafka z drzwiczkami i trzema szufladami
- Wykonana z laminowanej płyty meblowej w kolorze białym
- Koła o średnicy 100 mm dla łatwego przemieszczania
- Drzwiczki szafki zapewniające ukryte przechowywanie
- Szuflady z systemem cichego domykania
- Dodatkowa półka wewnątrz szafki
- Duża powierzchnia użytkowa szuflad i półki
- Praktyczny, bezpieczny i komfortowy dla dziecka i opiekuna
- Solidne wykonanie
- Estetyczny wygląd

### **Stolik dla niemowląt z wysuwaną półką pod wagę, dane techniczne:**

- Wymiary: 1000x700x1050 mm
- Wymiary materacyka: 1000x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wysokość do blatu: 900 mm
- Wymiary części szafki z drzwiczkami: 470x600x420mm (szafka wyposażona w półkę; wysokość użytkowa szafki 2x190 mm)
- Wymiary powierzchni użytkowej dwóch górnych szuflad: 415x530x110mm
- Wymiary powierzchni użytkowej dolnej szuflady: 415x530x95mm
- Wymiary powierzchni użytkowej wysuwanej półki pod wagę: 890x480x250mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

---

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz kolor tapicerki TMBY:** nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

**Kolor frontu:** brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary