

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-dla-noworodkow-na-oddzial-neonatologiczny-p-1451.html>



Stolik dla noworodków na oddział neonatologiczny

Cena brutto	2 854,00 zł
Cena netto	2 642,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-02-A2(ABS3)K(90) -ABS3-0000

Opis produktu

Stolik dla noworodków na oddział neonatologiczny to solidnie wykonany i bezpieczny produkt, który został zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach. Stelaż stolika został wykonany z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co gwarantuje jego trwałość i odporność na uszkodzenia. Błat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz higienę.

Stolik dla noworodków został wyposażony w materacyk, który zapewnia dziecku wygodne i bezpieczne miejsce do leżenia. Otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70mm, stolik dla noworodków zapewnia bezpieczeństwo i komfort dla pacjentów.

Stolik dla niemowląt posiada również półkę kosзовą stalową lakierowaną proszkowo, która zapewnia dodatkową przestrzeń na potrzebne akcesoria medyczne. Istnieje również opcja wykonania półki z kwasoodpornej stali gat. 0H18N9, co zwiększa jej trwałość i odporność na korozję.

Podstawa stolika została wykonana z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, co pozwala na łatwe utrzymanie czystości i higienę. Wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, podstawa umożliwia łatwe przemieszczanie stolika w dowolne miejsce na oddziale.

Stolik dla noworodków został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, trwałości oraz łatwości w użytkowaniu. Wymiary stolika wynoszą: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm. Materacyk ma wymiary 800x650 mm. Wszystkie elementy dekoracyjne stolika zostały lakierowane proszkowo na kolor RAL wg wzornika, co pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Stolik dla noworodków na oddział neonatologiczny, cechy:

- solidnie wykonany i bezpieczny produkt dla najmłodszych pacjentów.
- stelaż wykonany z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz higienę.
- materacyk zapewnia dziecku wygodne i bezpieczne miejsce do leżenia.

-
- bandy z tworzywa ABS o wysokości 70mm otaczają stolik z trzech stron, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort dla pacjentów.
 - półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo lub z kwasoodpornej stali gat. 0H18N9 zapewnia dodatkową przestrzeń na akcesoria medyczne.
 - podstawa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym umożliwia łatwe utrzymanie czystości i higienę.
 - kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe) z blokadą umożliwiają łatwe przemieszczanie stolika w dowolne miejsce na oddziale.
 - wymiary stolika: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm, wysokość całkowita stolika 970 mm.
 - wymiary materacyka: 800x650 mm.
 - elementy dekoracyjne stolika lakierowane proszkowo na kolor RAL wg wzornika, co pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Stolik dla noworodków na oddział neonatologiczny, dane techniczne:

- szerokość 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary