

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badan-niemowlat-i-dzieci-p-2971.html>



Stolik do badań niemowląt i dzieci

Cena brutto	5 900,00 zł
Cena netto	5 462,96 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SAM-01
Kod producenta	SAM-01-0000-T_-K8.3

Opis produktu

Stolik do badań niemowląt i dzieci składa się z solidnego blatu oraz dwóch szafek, zapewniając praktyczne i funkcjonalne rozwiązania dla personelu medycznego. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, stolik gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Balat stolika wykonany jest z lakierowanej proszkowo stali. Jest otoczony z trzech stron przez przezroczyste szybki z pleksi, które zapewniają ochronę i bezpieczeństwo dla badanych dzieci. Dodatkowo, blat jest wyposażony w tapicerowany materacyk, który zapewnia komfort i wygodę podczas badań.

Stolik posiada także jedną szafkę z trzema szufladami. Ta funkcjonalna szafka wykonana jest z płyty meblowej laminowanej o kolorze białym. Szuflady są wyposażone w system cichego domykania, co pozwala na dyskretną i bezgłośnie obsługę. Szafkę umieszczono na kółkach o średnicy 100 mm, które ułatwiają przemieszczanie stolika w pomieszczeniu.

Dodatkowo, stolik jest wyposażony w drugą szafkę bez drzwiczek. Ta szafka również wykonana jest z płyty meblowej laminowanej o kolorze białym i ma wymiary 470x600x420 mm. Wewnątrz szafki znajduje się półka, która tworzy praktyczne miejsce do przechowywania różnego rodzaju akcesoriów i materiałów medycznych. Wysokość użytkowa szafki wynosi 2x190 mm.

Całkowite wymiary stolika to 1000x700x1050 mm, a wysokość do blatu wynosi 900 mm. Natomiast wymiary powierzchni użytkowej szuflady to 415x530x95 mm.

Stolik do badań niemowląt i dzieci jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, zapewniając wygodne i praktyczne miejsce do przeprowadzania badań oraz przechowywania niezbędnych akcesoriów medycznych. Jego solidna konstrukcja i estetyczne wykonanie czynią go niezawodnym narzędziem w codziennej pracy personelu medycznego.

Stolik do badań niemowląt i dzieci, cechy:

- na oddziały ginekologiczno-położnicze
- do badań jak i pielęgnacji niemowląt
- solidny
- trwały
- blat stalowy lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybami z pleksi
- zdejmowany, tapicerowany materacyk w wybranym kolorze
- szafka z szufladami z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym
- szuflady z systemem cichego domykania
- front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL
- koła o średnicy 100 mm (białe)

-
- sprzedawany z 8% VAT

Stolik do badań niemowląt i dzieci, dane techniczne:

- Wymiary: 1000x700x1050 mm
- wymiary materacyka: 1000x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wysokość do blatu: 900 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 415x530x95 mm
- Wymiary szafki bez drzwiczek: 470x600x420 mm (szafka wyposażona w półkę; wysokość użytkowa szafki 2x190 mm)

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary