

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badan-niemowlat-z-dodatkami-p-1490.html>



Stolik do badań niemowląt z dodatkami

Cena brutto	1 198,00 zł
Cena netto	1 109,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SBN-01

Opis produktu

Stolik do badań niemowląt posiada stałą wysokość i wykonany jest z rurek stalowych pokrytych proszkowo lakierem. Przeznaczony jest głównie do badań i pielęgnacji niemowląt w szpitalach lub przychodniach lekarskich. Stół został wyposażony w wyjmowany materac a blat z trzech stron jest zabezpieczony wysoką pianką. Wszystkie te elementy powodują że stół jest funkcjonalny i bezpieczny w używaniu.

Cechy stolika:

- leżysko wyjmowane i obite materiałem skóropodobnym
- łatwy do utrzymania w czystości
- funkcjonalny i bezpieczny
- stabilny i trwały
- kolor stelaża: do wyboru
- do wyboru kilkanaście kolorów tapicerki

Wymiary stolika :

- szerokość całkowita blatu: 80 lub 100 cm
- głębokość całkowita blatu: 65 lub 75 cm
- wysokość całkowita: 79 lub 89 cm
- masa własna: 30 kg
- maksymalne obciążenie: 50 kg
- maksymalne obciążenie półki bocznej: 25 kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Półka boczna WS: nie , tak (+ 99,00 zł)

Półka dolna WS: nie , tak (+ 90,00 zł)

Szuflada do stolika WS: nie , tak (+ 280,00 zł)

Szerokość blatu: 80 cm , 100 cm

Głębokość blatu WS: 65 cm , 75 cm

Szafka do stolika WS: nie , tak (+ 378,00 zł)

Wybierz wysokość: 79 cm , 89 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)