

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badan-niemowlat-z-regulacja-wysokosci-p-2975.html>

Stolik do badań niemowląt z regulacją wysokości



Cena brutto	6 300,00 zł
Cena netto	5 833,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-02E
Kod producenta	SPTM-02-B(1)D-ST-0000-PM_-T_-E_-N

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz innowacyjny stół do badań niemowląt z regulacją wysokości, który został zaprojektowany z myślą o komforcie zarówno maluszków, jak i personelu medycznego. Nasz stół oferuje funkcjonalność, trwałość i estetykę, które są niezwykle istotne w tak delikatnym środowisku.

Konstrukcja tego stoika opiera się na solidnych kolumnach nośnych, wykonanych ze stali i lakierowanych proszkowo. Dzięki trójcylonowemu systemowi wysuwania teleskopowego, regulacja wysokości jest niezwykle płynna i precyzyjna. Stalowa podstawa, również lakierowana proszkowo na biało, została wyposażona w stopki z możliwością poziomowania, zapewniające stabilność podczas użytkowania.

Blat stoika został starannie wykończony. Jest tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami, które zapewniają dodatkową ochronę i wygodę dla maluszka. Wysokość blatu można łatwo regulować za pomocą siłownika elektrycznego, co umożliwi dopasowanie go do preferowanej pozycji pracy. Regulacja wysokości w zakresie od 650 do 1300 mm daje szerokie możliwości dostosowania stoika do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W zestawie znajduje się również praktyczna szafka dwudrzwiowa, wykonana z płyty meblowej laminowanej. Jej kolor można wybrać z bogatej palety dostępnych kolorów, co pozwala dostosować stół do otaczającego wystroju. Szafka zapewnia wygodne przechowywanie niezbędnych akcesoriów i sprzętu, co przyczynia się do zachowania porządku w pomieszczeniu.

Wymiary stoika to szerokość 900 mm i głębokość 700 mm. Dzięki temu zapewniamy wystarczającą powierzchnię roboczą dla personelu medycznego, a jednocześnie kompaktowe wymiary, które nie zajmują zbyt dużo miejsca w pomieszczeniu.

Nasz stół do badań niemowląt z regulacją wysokości to niezastąpiony element wyposażenia dla każdej placówki medycznej lub badawczej zajmującej się pielęgnacją niemowląt. Dzięki wysokiej jakości materiałom, precyzyjnemu wykonaniu i funkcjonalności, ten stół zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i wygodę, ale także estetyczny wygląd, który wpisuje się w nowoczesne standardy.

Stolik do badań niemowląt z regulacją wysokości, cechy:

- do badań niemowląt, pielęgnacji niemowląt, przeprowadzania badań medycznych
- na oddziały położniczo-ginekologiczne
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- wyposażony w układ jezdny z hamulcami

-
- solidne i estetyczne wykonanie
 - stabilny i bezpieczny
 - sprzedawany z 8% VAT

Stolik do badań niemowląt z regulacją wysokości, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- regulacja wysokości w zakresie: 650-1300 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)