

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badan-niemowlat-z-szafka-p-444.html>

## Stolik do badań niemowląt z szafką



|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 570,00 zł</b>                                  |
| Cena netto       | <b>1 453,70 zł</b>                                  |
| Dostępność       | <b>Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>SM-J-StB-sz</b>                                  |

### Opis produktu

#### Stolik do badań niemowląt z szafką – praktyczny w codziennej pracy oddziału i gabinetu

Ten stolik został zaprojektowany tak, aby łączyć **komfort dziecka** z wygodą personelu. Tapicerowane leżysko pokryte pianką jest łatwe do utrzymania w czystości, a osłona z trzech stron pomaga bezpiecznie wykonać badanie nawet wtedy, gdy maluch jest bardzo ruchliwy.

Największy “game changer” w praktyce? **Szafka pod blatem** – dzięki niej podstawowe akcesoria (np. rękawiczki, podkłady, środki pielęgnacyjne) możesz mieć zawsze pod ręką, zamiast odkładać je na zewnętrzne wózki czy półki w pomieszczeniu.

#### Najważniejsze zalety

- **Bezpieczne leżysko** – osłona z 3 stron miękką pianką
- **Tapicerka skóropodobna** – wygodna i prosta do dezynfekcji
- **Stabilna konstrukcja** + regulowane stopki do wypoziomowania
- **Szafka pod blatem** – porządek i szybki dostęp do akcesoriów
- **Możliwość konfiguracji** – dopasuj stolik do swojej organizacji pracy

#### Wymiary i parametry

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Wysokość całkowita</b>      | 78 cm lub 88 cm (do wyboru) |
| <b>Wymiary blatu</b>           | 74 x 100 cm                 |
| <b>Dopuszczalne obciążenie</b> | 1100 kg                     |
| <b>Waga</b>                    | 39 kg                       |
| <b>Kolor stelaża</b>           | biały                       |

#### Opcje konfiguracji (dobierz do potrzeb)

- **Kolor tapicerki** – duży wybór kolorów (w tym opcje premium)
- **Kółka jezdne** – opcja dodatkowa
- **Półka boczna** (60 x 40 cm) – opcja dodatkowa
- **Wysuwana półka** – opcja dodatkowa

#### Zastosowanie

---

Stolik sprawdzi się m.in. w: **szpitalach, przychodniach, gabinetach pediatrycznych** oraz innych miejscach, gdzie liczy się bezpieczna i uporządkowana organizacja badania oraz pielęgnacji niemowląt.

## Dlaczego warto kupić właśnie u nas?

W SaleMED stawiamy na opisy “do decyzji zakupowej”, a nie na ogólne. Jeśli potrzebujesz dopasować konfigurację (wysokość, mobilność na kółkach, dodatkowe półki) do realnych warunków Twojej placówki – dobierz odpowiedni wariant, który usprawni codzienną pracę zespołu.

Zobacz też powiązane kategorie: [stoliki do badań niemowląt](#), [przewijaki medyczne](#) oraz pełne [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz Kolor tapicerki J:** 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła , 102 miedziowy (+ 120,00 zł ) , 106 śliwka (+ 120,00 zł ) , 107 morski (+ 120,00 zł ) , 108 grafit (+ 120,00 zł ) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł ) , 110 rudy (+ 120,00 zł ) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł ) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł )

**Kółka jezdne J:** nie , tak (+ 129,00 zł )

**Półka boczna (60 cm x 40 cm):** nie , tak (+ 76,00 zł )

**Wybierz wysokość:** 78 cm , 88 cm

**Wysuwana półka J:** nie , tak (+ 225,00 zł )