

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badan-noworodkow-z-szafka-oddzialy-pediiatrii-p-2968.html>



Stolik do badań noworodków z szafką - oddziały pediatrii

Cena brutto	3 750,00 zł
Cena netto	3 472,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-02-B(1)D1(W.1)-ST-0000-PM_(B)-T_-0-K6.3

Opis produktu

Nasz stolik do badań noworodków z szafką to doskonałe rozwiązanie dla oddziałów pediatrii, zapewniające komfortowe i bezpieczne warunki podczas badań medycznych. Wyposażony w jeden blat, jedną szafkę 2-drzwiową oraz jedną wysuwaną półkę pod wagę, stolik ten oferuje funkcjonalność i praktyczność.

Konstrukcja stolika opiera się na stelażu aluminiowym, który został lakierowany proszkowo na białą, gwarantując nie tylko estetyczny wygląd, ale także trwałość. Podstawa stalowa, również lakierowana proszkowo na białą, jest wyposażona w koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego. Dzięki blokadzie, stolik można łatwo zatrzymać w miejscu lub przenieść w inne miejsce.

Blat stolika jest tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70 mm, co zapewnia dodatkową ochronę dla noworodka oraz wygodę podczas badań. Szafka z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym, posiada 2-drzwiowy front z płyty meblowej laminowanej, który można dostosować do preferowanego koloru z dostępnej palety płyt meblowych. Dodatkowo, półka pod wagę wyposażona jest w system cichego domykania, co zapewnia dyskretną pracę.

Wymiary stolika to: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm. Powierzchnia użytkowa blatu wynosi 800x650 mm, zapewniając odpowiednią przestrzeń podczas przeprowadzania badań.

Nasz stolik do badań noworodków z szafką to nie tylko funkcjonalne i solidne rozwiązanie dla oddziałów pediatrii, ale także estetyczny element wyposażenia, który zapewni komfort zarówno maluchom, jak i personelowi medycznemu.

Stolik do badań noworodków z szafką - oddziały pediatrii, cechy:

- Funkcjonalność: stolik zapewnia wygodne warunki podczas badań medycznych noworodków.
- Konstrukcja: aluminiowy stelaż lakierowany proszkowo na białą.
- Mobilność: podstawa stalowa z kołami (75 mm) z blokadą umożliwia łatwe przemieszczanie stolika.
- Ochrona: blat tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami (70 mm).
- Przechowywanie: 2-drzwiowa szafka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym.
- Dostosowanie: możliwość wyboru koloru frontu szafki z palety płyt meblowych.
- Półka pod wagę: wyposażona w system cichego domykania.
- Wymiary: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm, wysokość całkowita stolika 970 mm.
- Powierzchnia użytkowa blatu: 800x650 mm.

Te cechy wyróżniają stolik do badań noworodków z szafką i zapewniają jego praktyczność, wygodę oraz estetyczny wygląd.

Stolik do badań noworodków z szafką - oddziały pediatrii, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)