

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badania-niemowlat-p-3142.html>



Stolik do badania niemowląt

Cena brutto	2 705,00 zł
Cena netto	2 504,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-01
Kod producenta	SPTM2-01-B(4)-ABS3-00 00-0-T_0-K6.3-W

Opis produktu

Stolik do badania niemowląt - nowoczesny, mobilny i funkcjonalny

Szukasz solidnego i estetycznego stolika do badania niemowląt? Przedstawiamy nowoczesny stół pediatryczny, zaprojektowany z myślą o komforcie pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwie najmłodszych pacjentów.

☐ Solidna i stabilna konstrukcja

Stelaż stolika wykonano z lekkiego, ale trwałego profilu aluminiowego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych. Całość została lakierowana proszkowo na biało, co nie tylko zapewnia elegancki wygląd, ale również ułatwia utrzymanie czystości – kluczowy aspekt w placówkach medycznych.

☐ Bezpieczna i estetyczna podstawa

Stół wyposażono w stalową podstawę z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym. Osłona chroni konstrukcję i dodaje całości nowoczesnego wyglądu. Dzięki kołom o średnicy 75 mm z blokadą, stół jest łatwy w przemieszczaniu i jednocześnie stabilny podczas wykonywania badań.

☐ Praktyczne rozwiązania dla pediatrii

Na wyposażeniu znajduje się półka koszowa wykonana z lakierowanej proszkowo stali, która zapewnia trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. To wygodne miejsce na przechowywanie narzędzi oraz materiałów potrzebnych podczas badania niemowląt.

☐☐ Wymiary techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 480 x 755 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Powierzchnia użytkowa blatu: 380 x 650 mm

Wymiary półki koszonej: 405 x 335 x 90 mm

☐☐ Możliwość personalizacji

Dodatkową opcją jest możliwość wykonania białych elementów stolika w kolorze szarym, co pozwala dopasować wygląd do wystroju wnętrza placówki.

Wyprodukowany w Polsce – wyrób medyczny

Nasz stół do badania niemowląt został wyprodukowany w Polsce, zgodnie z obowiązującymi normami jakości i

bezpieczeństwa. Jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, co potwierdza jego przeznaczenie do profesjonalnego użytku w placówkach ochrony zdrowia. Produkt dostępny jest ze stawką VAT 8%.

Stolik do badania niemowląt, dane techniczne;

- Wymiary zew.: 480x755x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiar powierzchni użytkowej blatu 380x650 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki koszonej: 405x335x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy