

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-badania-niemowlat-p-64.html>

Stolik do badania niemowląt



Cena brutto	1 220,00 zł
Cena netto	1 129,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	9 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-SBN

Opis produktu

Stolik do badania niemowląt

Prezentowany stolik stanowi wyposażenie gabinetów pediatrycznych oraz szpitali. Przeznaczony jest do wykonywania badań oraz zabiegów pielęgnacyjnych niemowląt.

Leżysko stolika obite jest materiałem skóropodobnym co sprawia, że jest łatwe do utrzymania w czystości. Ponadto leżysko z trzech stron otoczone jest miękkim oparciem dzięki czemu mały pacjent czuje się bezpieczniej podczas badania i zabiegów.

Stolik posiada metalową konstrukcję, która malowana jest proszkowo. Nogi stolika wyposażone są w gumowe stopki, które sprawiają, że stolik nie przesuwa się i jest stabilny.

Wysokość całkowita stolika wynosi 99 cm natomiast wysokość do leżyska 79 cm.

Cechy stolika:

- leżysko obite materiałem skóropodobnym
- leżysko otoczone z 3 stron miękkim oparciem
- łatwy do utrzymania w czystości
- funkcjonalny i bezpieczny
- posiada stopki gumowe
- stabilny i trwały
- solidna konstrukcja
- metalowa konstrukcja malowana proszkowo
- waga: 19 kg

Wymiary stolika :

- wysokość całkowita: 99 cm
- wysokość do leżyska: 79 cm
- głębokość: 75 cm
- szerokość: 96 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21