

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-gabinetu-kosmetycznego-p-2073.html>



Stolik wielofunkcyjny – asystor z 2 szufladami i blatem z podniesionym rantem

Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 870,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-02-2S(1)-80-K5

Opis produktu

Stolik wielofunkcyjny – asystor z 2 szufladami i blatem z podniesionym rantem

Stolik wielofunkcyjny - asystor z 2 szufladami i blatem z podniesionym rantem to mobilne wyposażenie do gabinetów kosmetycznych, zabiegowych, medycyny estetycznej, podologicznych oraz innych profesjonalnych stanowisk pracy, w których liczy się wygodna organizacja akcesoriów, trwałość konstrukcji i komfort codziennego użytkowania. Ten wariant został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują **2 zamkniętych szuflad** oraz praktycznego blatu roboczego, ułatwiającego utrzymanie porządku przy stanowisku.

Model został wyposażony w **blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z podniesionym rantem**, który zwiększa bezpieczeństwo odkładanych przedmiotów i poprawia wygodę pracy. Dwie szuflady pozwalają na wygodne rozmieszczenie narzędzi, materiałów i akcesoriów używanych podczas zabiegów, a mobilna konstrukcja ułatwia szybkie przemieszczanie asystora w obrębie gabinetu.

Konstrukcja i funkcjonalność

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia szuflad oraz rozbudowę stolika w przyszłości o dodatkowe wyposażenie wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały została wyposażona w **koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**. Dzięki temu stolik można wygodnie przemieszczać i stabilnie ustawić w wybranym miejscu. Dodatkowym udogodnieniem jest **rączka do przemieszczania typ UC-09**.

Szuflady stalowe lakierowane proszkowo na biało zapewniają wygodne przechowywanie wyposażenia stanowiska. Za dopłatą dostępna jest wersja z szufladami wykonanymi ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Standardowo stolik oferowany jest w **kolorze białym**.

Dane techniczne

- wymiary całkowite: 500 x 400 x 800 mm (wysokość od podłoża do blatu),
- wymiary blatu: 450 x 320 x 10 mm,
- liczba szuflad: 2,
- wymiary każdej szuflady: 450 x 320 x 155 mm,
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375 x 280 x 105 mm [szerokość x głębokość x wysokość],
- materiał blatu: stal kwasoodporna gat. 0H18N9,

-
- materiał szuflad: stal lakierowana proszkowo na biało,
 - opcjonalnie: szuflady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 za dopłatą,
 - średnica kół: 75 mm,
 - 2 koła z blokadą,
 - rączka do przemieszczania: typ UC-09,
 - kolor standardowy: biały.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Oznacza to, że proces produkcyjny prowadzony jest według uporządkowanych standardów jakościowych, istotnych przy wytwarzaniu wyposażenia do zastosowań profesjonalnych.

Produkcja prowadzona jest również **z zachowaniem wymagań środowiskowych**, co stanowi dodatkowy atut dla placówek i gabinetów zwracających uwagę nie tylko na funkcjonalność wyposażenia, ale również na standard organizacji procesu wytwarzania.

Zastosowanie

Ten wariant sprawdzi się jako **stolik wielofunkcyjny do gabinetu, asystor do stanowiska zabiegowego, stolik kosmetyczny na kółkach** oraz praktyczny mebel pomocniczy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zamknięta przestrzeń do przechowywania i trwały blat roboczy. Model może być wykorzystywany w gabinetach kosmetycznych, medycyny estetycznej, podologicznych, zabiegowych oraz w innych profesjonalnych przestrzeniach wymagających mobilnego i uporządkowanego wyposażenia.

Powiązane kategorie i warianty

Zobacz także [stoliki wielofunkcyjne](#), [stoliki medyczne lakierowane](#), [wariant z 2 półkami i 1 szufladą](#) oraz [wariant z 1 szufladą i 1 półką](#).

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten model ma 2 szuflady?

Tak. Ten wariant został wyposażony w **2 szuflady** oraz **blat z podniesionym rantem**.

Jakie są wymiary szuflad?

Każda szuflada ma wymiary **450 x 320 x 155 mm**, a powierzchnia użytkowa szuflady wynosi **375 x 280 x 105 mm**.

Z jakiego materiału wykonano blat?

Blat wykonano ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** i wyposażono w **podniesiony rant**.

Czy szuflady mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej?

Tak. Standardowo szuflady są stalowe i lakierowane proszkowo na biało, ale **za dopłatą** mogą zostać wykonane ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Czy stolik można łatwo przemieszczać?

Tak. Model posiada **koła o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**, oraz **rączkę do przemieszczania typ UC-09**.

Czy producent pracuje zgodnie z normą jakościową?

Tak. Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**.

Czy produkcja uwzględnia wymagania środowiskowe?

Tak. Produkcja prowadzona jest **z zachowaniem wymagań środowiskowych**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące