

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-gabinetu-pielęgniarki-p-2765.html>

Stolik do gabinetu pielęgniarki



Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	2 129,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/C1 (ST)
Kod producenta	C-03-BQP-66-ST-K5-WST W2.01.ST.9003.ABS3-20 0

Opis produktu

Stolik do gabinetu pielęgniarki to funkcjonalne i solidne rozwiązanie, które zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalnym środowisku medycznym. Ten wyjątkowy stolik zapewnia niezbędną przestrzeń i wygodę potrzebną do efektywnej pracy pielęgniarki.

Głównym elementem tego stolika jest solidny blat o wymiarach 705x415x20 mm, wykonany z trwałej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Blat posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów i ułatwia utrzymanie czystości. Blat tworzą również dwie kuwety o wymiarach 395x325x65 mm, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Kuwety te są idealne do przechowywania i segregacji niezbędnych narzędzi i materiałów.

Dodatkowo, stolik wyposażony jest w jedną półkę o wymiarach 655x415x20 mm, która również została wykonana z wytrzymałej stali kwasoodpornej. Półka ta stanowi praktyczne miejsce do przechowywania dodatkowych przyborów i dokumentacji. Jej powierzchnia użytkowa o wymiarach 652x412x17 mm jest idealnie dostosowana do potrzeb pielęgniarki.

Konstrukcja stolika oparta jest na aluminiowo-stalowym stelażu, który został lakierowany proszkowo na biało, nadając mu elegancki wygląd i trwałość. Stelaż ten posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, co umożliwia swobodną regulację wysokości półek oraz montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych, eliminując konieczność wykonywania dodatkowych otworów. Stelaż jest również wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, umożliwiające łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność podczas pracy. Uchwyty na prowadzenie z pręta o średnicy 8 mm stanowią zintegrowany element konstrukcji stelaża, co dodatkowo ułatwia użytkowanie.

Stolik do gabinetu pielęgniarki ostatecznie prezentuje się w wymiarach całkowitych 950x430x880 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą i równocześnie nie zajmuje zbyt wiele miejsca w pomieszczeniu. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wytrzymałym materiałom, ten stolik jest niezawodnym narzędziem pracy, które wspiera profesjonalną i efektywną opiekę pielęgniarską.

Stolik do gabinetu pielęgniarki, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**