

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-gabinetu-zabiegowego-p-2762.html>



Stolik do gabinetu zabiegowego

Cena brutto	3 170,00 zł
Cena netto	2 935,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/B1 (KO)
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-KO-K5-WS TW2.01.KO.PI.ABS6-200

Opis produktu

Stolik do gabinetu zabiegowego to solidnie wykonany i funkcjonalny mebel, idealny do wykorzystania w różnego rodzaju placówkach medycznych i gabinetach zabiegowych. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygodnego i efektywnego środowiska pracy.

Stolik składa się z jednego blatu z szufladą, jednej półki oraz stelaża do worka na odpady z pokrywą uchylną. **Cała konstrukcja została wykonana z wytrzymałej stali kwasoodpornej o gatunku 0H18N9**, zapewniającej trwałość i łatwość utrzymania w czystości.

Stelaż jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z których dwa posiadają blokadę, umożliwiającą stabilne pozycjonowanie stolika. Dodatkowo, stelaż wyposażony jest w uchwyty zintegrowane z prętami o średnicy 8 mm, co dodaje mu dodatkowej wytrzymałości i umożliwia łatwe prowadzenie stolika.

Blat stolika oraz półka posiadają podniesione ranty, co zapobiega przesuwaniu się przedmiotów podczas użytkowania. Blat i półka są montowane na stałe do stelaża, co gwarantuje stabilność i trwałość konstrukcji.

Stolik jest również wyposażony w pokrywę do stelaża na odpady, wykonaną z tworzywa ABS o kolorze szarym. Pokrywa ta zapewnia higieniczne przechowywanie odpadów medycznych i łatwe opróżnianie.

Wymiary całkowite stolika wynoszą 950x480x880 mm, natomiast wymiary blatu górnego to 705x415x20 mm, półki - 655x415x20 mm, a powierzchni użytkowej półki - 652x412x17 mm. Szuflada ma wymiary 655x385x155 mm, a powierzchnia użytkowa szuflady to 580x345x125 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Stolik do gabinetu zabiegowego został wyprodukowany w kraju przez doświadczonego producenta, który dba o wysoką jakość swoich wyrobów. Ponadto, jest zarejestrowany jako wyrób medyczny i podlega stawce podatku VAT wynoszącej 8%.

Dzięki swoim cechom konstrukcyjnym i trwałemu wykonaniu, stolik ten zapewnia nie tylko praktyczne i ergonomiczne rozwiązanie do organizacji przestrzeni w gabinetach zabiegowych, ale także spełnia wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa.

Stolik do gabinetu zabiegowego, dane techniczne:

- wymiary całkowite: 950x480x880 mm

-
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
 - wymiary blatu dolnego: 655x415x20 mm
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
 - [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**