

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-instrumentowania-p-803.html>



Stolik do instrumentowania

Cena brutto	1 340,00 zł
Cena netto	1 089,43 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-MW-MZBK-STD

Opis produktu

Stolik do instrumentowania został wykonany przez producenta posiadającego wieloletnie doświadczenie w produkcji mebli ze **stali kwasoodpornej**. Wysokość blatu stolika jest **regulowana z możliwością unieruchomienia w dowolnej pozycji**. Stolik do instrumentowania jest niezastąpiony w przypadku wykonywania operacji lub zabiegów. Stosowany głównie w szpitalach.

Cechy stolika do instrumentowania:

- ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej
- niezbędny przy wykonywanych operacjach
- niezbędny przy wykonywanych zabiegach
- można na nim przechowywać bądź przewozić narzędzia
- blat z regulacją wysokości i obrotu

Dane techniczne:

- wysokość regulowana: od 911 do 1370 mm
- szerokość: 460 mm
- długość: 630 mm
- waga: 8 kg
- maksymalny udźwig blatu: 5kg
- wymiary blatu: 600 x 400 mm