

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-laboratorium-p-2037.html>

Stolik do laboratorium



Cena brutto	2 320,00 zł
Cena netto	2 148,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-B2Q-33-ST-K5-WKR 2.(295)x95x85.ST.9003- 200

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu innowacyjny stolik laboratoryjny, który doskonale spełni wszystkie wymagania i oczekiwania związane z pracą w laboratorium. Ten funkcjonalny i solidny stolik został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wygodę i efektywność podczas codziennych prac badawczych.

Stolik wyposażony jest w wiele praktycznych elementów, które ułatwią organizację i utrzymanie porządku w laboratorium. Zaczynając od wyjmowanej tacy, która stanowi blat stolika o wymiarach imponujących 380x390x18 mm. Ten solidny blat wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia.

Dodatkowo, stolik posiada dwie kuwety o wymiarach 395x325x65 mm, które mogą być wykorzystane do przechowywania próbek lub innych materiałów laboratoryjnych. Te kuwety wykonane z trwałego tworzywa sztucznego zapewniają bezpieczne i higieniczne przechowywanie.

Aby zachować porządek na stoliku, do dyspozycji użytkownika jest także praktyczny koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm. Ten stalowy koszyk, lakierowany proszkowo na biało, umożliwia przechowywanie drobnych przedmiotów w łatwo dostępnym miejscu.

W celu efektywnego zarządzania odpadami, stolik wyposażony jest w stelaż do worka na odpady. Ten stalowy stelaż, lakierowany proszkowo na biało, posiada pokrywę z tworzywa w kolorze białym. Dzięki temu rozwiązaniu odpady mogą być łatwo segregowane i przechowywane w jednym miejscu, z zachowaniem higieny i czystości.

Konstrukcja stolika oparta jest na stelażu aluminiowo-stalowym lakierowanym proszkowo na biało. Stelaż ten posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek oraz montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Stelaż jest również wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, co ułatwia przenoszenie i stabilne ustawienie stolika.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 680x430x890 mm, zapewniając wystarczającą przestrzeń roboczą. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 358x288x17 mm, natomiast powierzchnia użytkowa kuwety to 335x260x60 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Stolik został wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jego wysokiej jakości i zgodności z normami branżowymi.

Stolik do laboratorium, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 680x430x890 mm
- wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**