

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-pielęgnacji-niemowląt-spm-01-p-1459.html>



Stolik do pielęgnacji niemowląt SPM-01

Cena brutto	3 549,00 zł
Cena netto	3 286,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MBR2-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-02-A(2)D1(1)-ABS 3-0000-MDF(A)-T

Opis produktu

Stolik do pielęgnacji niemowląt z szafką dwudrzwiową to solidnie wykonane i trwałe urządzenie, które zapewnia bezpieczne i wygodne środowisko do przeprowadzania badań. Konstrukcja składa się z wysokiej jakości komponentów, zapewniających nie tylko stabilność, ale również estetyczny wygląd.

Stelaż stolika został wykonany z lekkich, a jednocześnie wytrzymałych profili aluminiowych, które zostały starannie lakierowane proszkowo na białą. Ta konstrukcja gwarantuje trwałość i stabilność całej konstrukcji.

Błat stolika wykonany jest z tworzywa ABS, które cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia oraz łatwością utrzymania w czystości. Jest on koloru białego i wyposażony w wygodny materacyk, zapewniający komfort niemowlętom podczas badań. Błat otaczają bandy z tworzywa ABS o wysokości 70 mm z trzech stron, co dodatkowo chroni dziecko i zapobiega jego zsuwaniu się z powierzchni.

Szafka dwudrzwiowa wykonana jest z wysokiej jakości płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, a jej front z płyty meblowej MDF został lakierowany na kolor odpowiadający wybranej palety RAL. Szafka zapewnia dużo miejsca na przechowywanie niezbędnych przyborów i akcesoriów do badań niemowląt.

Podstawa stolika wykonana jest ze stalowej konstrukcji, pokrytej osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym. Jest stabilna i wyposażona w cztery kółka o średnicy 75 mm, zamocowane w obudowie z tworzywa sztucznego. Kółka posiadają blokadę, umożliwiającą łatwe przemieszczanie stolika oraz jego stabilne utrzymanie w miejscu podczas badań.

Wszystkie elementy dekoracyjne, takie jak detale i ozdobne akcenty, zostały starannie lakierowane proszkowo na kolor odpowiadający wybranej palety RAL. Dzięki temu stolik prezentuje się nowocześnie i estetycznie.

Stolik został wyprodukowany w kraju i spełnia wszystkie wymagania dotyczące wyrobów medycznych. Jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Stolik do pielęgnacji niemowląt, dane techniczne:

- Szerokość: 900 mm
- Głębokość: 700 mm
- Wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- Wysokość całkowita stolika: 970 mm
- Wymiary materacyka: 800x645 mm

Dodatkowo, istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co daje elastyczność w dostosowaniu stolika do preferencji użytkownika.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary