

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-pielęgnacji-niemowląt-z-szufladami-p-2635.html>



Stolik do pielęgnacji niemowląt z szufladami

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TMBY-OSKAR-B

Kod producenta

**OSKAR-
B-58-PM_-0000-T_-N**

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nowoczesny i funkcjonalny stolik do pielęgnacji niemowląt z trzema szufladami - idealne rozwiązanie dla wymagających rodziców i personelu medycznego. Nasz stolik zabiegowy został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie maluszka, zapewniając jednocześnie wygodę użytkowania dla personelu.

Stelaż tego stolika został wykonany z zamkniętych profili aluminiowych oraz solidnych złączek ABS. Dodatkowo został anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor według palety RAL, dzięki czemu prezentuje się nie tylko estetycznie, ale również jest odporny na uszkodzenia oraz łatwy w utrzymaniu czystości.

Wypełnienie stolika wykonane jest z wysokiej jakości płyty meblowej obustronnie laminowanej, co gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Błat stolika wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego, zapewniającego trwałość, odporność na uszkodzenia i łatwość w dezynfekcji.

Trzy szuflady stolika zostały wyposażone w system cichego domykania, co sprawia, że otwieranie i zamykanie szuflad jest płynne i bezpieczne dla delikatnej skóry dziecka. Szuflady zapewniają również odpowiednio dużo miejsca na przechowywanie niezbędnych akcesoriów pielęgnacyjnych.

Stolik został wyposażony w nóżki o wysokości 100 mm, które posiadają funkcję poziomowania. Dzięki temu stolik może być dostosowany do różnych powierzchni, zapewniając stabilność i wygodę podczas pielęgnacji niemowląt.

Nasze produkty są w pełni zgodne z normami i standardami, dlatego ten stolik został wpisany do rejestru wyrobów medycznych. Ponadto, jest on dostępny w kraju, co gwarantuje lokalną produkcję i wysoką jakość.

Cena stolika obejmuje stawkę VAT w wysokości 8%, co umożliwia Państwu skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszego innowacyjnego i funkcjonalnego stolika do pielęgnacji niemowląt z szufladami, który zapewni nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort zarówno dla dziecka, jak i personelu medycznego.

Stolik do pielęgnacji niemowląt z szufladami, dane techniczne:

- Wymiary: 580x700x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy , Malinowy róż , Pomarańczowy , Czerwień chilli , Różany , Fiolet , Jasnoniebieski , Cappuccino , Niebieski marmara , Niebieski , Zieleń mamba , Trawa cytrynowa , Żółty

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary