

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-pielęgnacji-noworodkow-p-1443.html>



Stolik do pielęgnacji noworodków

Cena brutto	2 620,00 zł
Cena netto	2 425,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-01
Kod producenta	SPTM-01-A2(ABS3)-ABS3-0000-T_-K6.3

Opis produktu

Stolik do pielęgnacji noworodków to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej oraz dla rodziców dbających o higienę i wygodę swojego maluszka. Stelaż stolika został wykonany z profili aluminiowych, które zostały lakierowane proszkowo na białe, co zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd. Błat stolika wykonany jest z tworzywa ABS w kolorze białym, a do jego wyposażenia należy materacyk, który zapewnia komfort podczas przewijania dziecka.

Aby zapewnić bezpieczeństwo maluszka podczas pielęgnacji, stolik został wyposażony w boczne bandy z tworzywa ABS o wysokości 70mm, które chronią przed upadkiem dziecka. Podstawa stolika wykonana jest z trwałej stali, która została pokryta osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym. Dodatkowo, stolik został wyposażony w kółka o średnicy 75 mm, które ułatwiają przemieszczanie stolika z miejsca na miejsce, a ich blokada zapewnia stabilność podczas przewijania dziecka.

Wymiary stolika wynoszą: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm oraz wysokość od podłoża do blatu 900 mm, a wysokość całkowita stolika to 970 mm. Wymiary materacyka to 800x650 mm, co zapewnia odpowiednią powierzchnię do przewijania dziecka.

Stolik do pielęgnacji noworodków ma elementy dekoracyjne lakierowane na kolor według dostępnej palety RAL, co pozwala na dopasowanie stolika do indywidualnych potrzeb oraz wnętrza pomieszczenia. Jest to produkt medyczny, który spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa oraz higieny, co czyni go idealnym wyborem dla rodziców oraz placówek medycznych.

Stolik do pielęgnacji noworodków, cechy:

- bezpieczny - stolik został wyposażony w boczne bandy z tworzywa ABS o wysokości 70mm, które chronią przed upadkiem dziecka.
- wygodny - blat stolika wykonany jest z tworzywa ABS w kolorze białym, a do jego wyposażenia należy materacyk, który zapewnia komfort podczas przewijania dziecka.
- stabilny - podstawa stolika wykonana jest z trwałej stali, a kółka o średnicy 75 mm ułatwiają przemieszczanie stolika z miejsca na miejsce, a ich blokada zapewnia stabilność podczas przewijania dziecka.
- estetyczny - stelaż stolika wykonany z profili aluminiowych został lakierowany proszkowo na białe, co zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd.

-
- praktyczny - stół ma wymiary wynoszące: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm oraz wysokość od podłogi do blatu 900 mm, co zapewnia odpowiednią powierzchnię do przewijania dziecka.
 - dostępny w różnych kolorach - stół do pielęgnacji noworodków dostępny jest w różnych kolorach dekoracyjnych lakierowanych na kolor według dostępnej palety RAL, co pozwala na dopasowanie stołu do indywidualnych potrzeb oraz wnętrza pomieszczenia.
 - higieniczny - produkt medyczny, który spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa oraz higieny, co czyni go idealnym wyborem dla rodziców oraz placówek medycznych

Stół do pielęgnacji noworodków, parametry techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłogi do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stołu: 970 mm
- wymiary materaca: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT..**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary