

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-pielęgnacji-noworodków-z-półką-p-1445.html>



Stolik do pielęgnacji noworodków z półką

Cena brutto	3 137,00 zł
Cena netto	2 904,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-02-A2(ABS3)P-ABS3-0000

Opis produktu

Stolik do pielęgnacji noworodków to doskonałe rozwiązanie dla młodych rodziców, którzy szukają praktycznego i funkcjonalnego mebla do codziennej pielęgnacji swojego dziecka. Stolik posiada stelaż wykonany z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także elegancki wygląd.

Błat stolika wykonany jest z tworzywa ABS w kolorze białym, co sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości. Stolik wyposażony jest w materacyk, który zapewnia komfortowe warunki do przewijania dziecka. Otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70mm, które zabezpieczają dziecko przed upadkiem.

Stolik posiada również półkę z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym oraz boki z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL. Podstawa stolika wykonana jest ze stali, która zapewnia stabilność, a osłona z tworzywa ABS w kolorze białym chroni przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Stolik wyposażony jest w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm (białe), które można z łatwością zablokować. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor z dostępnej palety RAL dodają stolikowi eleganckiego wyglądu.

Wymiary stolika to szerokość 900mm, głębokość 700mm, a wysokość od podłoża do blatu to 900mm. Całkowita wysokość stolika wynosi 970mm, a wymiary materacyka to 800x650mm. Dzięki tym wymiarom stolik jest odpowiednio przestronny i funkcjonalny, co ułatwia codzienną pielęgnację dziecka.

Stolik do pielęgnacji noworodków z półką, cechy:

- stelaż wykonany z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd.
- blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, łatwy do utrzymania w czystości.
- materacyk zapewniający komfortowe warunki do przewijania dziecka.
- bandy z tworzywa ABS o wysokości 70mm, otaczające stolik z trzech stron, zabezpieczające dziecko przed upadkiem.
- półka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym oraz boki z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL.

-
- podstawa stalowa zapewniająca stabilność, osłona z tworzywa ABS w kolorze białym chroniąca przed uszkodzeniami.
 - kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm (białe) z blokadą.
 - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor z dostępnej palety RAL.
 - wymiary stolika: szerokość 900mm, głębokość 700mm, wysokość od podłoża do blatu 900mm, całkowita wysokość stolika 970mm.
 - wymiary materacyka to 800x650mm.
 - odpowiednia przestrzeń i funkcjonalność ułatwiają codzienną pielęgnację dziecka.

Stolik do pielęgnacji noworodków z półką, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy