

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-podawania-lekow-p-2048.html>



Stolik do podawania leków

Cena brutto	2 020,00 zł
Cena netto	1 870,37 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-WL-02-56
Kod producenta	WL-02-2T-56-ST-K5

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz nowoczesny stolik do podawania leków, który został stworzony z myślą o profesjonalnej i wygodnej obsłudze pacjentów.

Stolik posiada solidny stelaż wykonany z aluminium i stali, który został lakierowany proszkowo na biało, co nadaje mu elegancki i higieniczny wygląd. Dzięki temu zyskujemy pewność trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Jednym z kluczowych elementów stolika są koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej. Dwa z nich zostały wyposażone w blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dzięki mobilności stolika, personel medyczny może łatwo przestawić go w odpowiednie miejsce, zapewniając pacjentom wygodę i optymalne warunki podawania leków.

Stolik został wyposażony w dwa blaty ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest to materiał o wysokiej jakości, który cechuje się odpornością na korozję i łatwością czyszczenia. Blaty posiadają formę dwóch wyjmowanych tac, co umożliwia praktyczne i ergonomiczne rozmieszczenie leków oraz przyborów medycznych.

Dodatkowym atutem stolika są przegródki do leków wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Dzięki nim, preparaty medyczne mogą być bezpiecznie przechowywane i uporządkowane, co ułatwia pracę personelu medycznego i minimalizuje ryzyko pomyłek.

Całkowite wymiary stolika to 680x430x890 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co czyni go odpowiednim do różnych przestrzeni i ułatwia jego manewrowanie w trudniejszych warunkach. Dodatkowo, stolik do podawania leków został wyprodukowany w kraju, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i przestrzeganie norm bezpieczeństwa.

Nasz stolik do podawania leków jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego profesjonalne przeznaczenie oraz zgodność z wymaganymi standardami branżowymi. Ponadto, sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

Zapewniamy, że nasz stolik do podawania leków to nie tylko praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, ale także solidne i trwałe wykonanie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Jest to niezbędne narzędzie dla personelu medycznego, które wspiera bezpieczne i skuteczne podawanie leków pacjentom.

Stolik do podawania leków, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 680x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**