

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przewijania-niemowlat-p-180.html>



## Stolik do przewijania niemowląt

Cena brutto	<b>644,00 zł</b>
Cena netto	<b>596,30 zł</b>
Dostępność	<b>W magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>6-8 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>SM-M-SPN</b>

### Opis produktu

#### Produkt z kategorii: stoliki do badań niemowląt

Stolik ten stanowi wyposażenie gabinetów pediatrycznych oraz szpitali. Jest on wykorzystywany do przewijania niemowląt, a także badań i zabiegów pielęgnacyjnych. Ważnym elementem stolika jest leżysko, które zostało obite materiałem skóropodobnym, co pozwala na jego łatwe czyszczenie. Dodatkowym atutem tego stolika jest miękkie oparcie otaczające leżysko z trzech stron, dzięki czemu mały pacjent czuje się bezpieczniej podczas przewijania oraz badania i zabiegów. Przewijak posiada metalową konstrukcję malowaną proszkowo na kolor biały. Metalowa konstrukcja sprawia, że stolik jest stabilny i trwały. Ponadto cechuje się starannym wykonaniem i funkcjonalnością. Nogi stolika wyposażone są w gumowe stopki, które sprawiają, że stolik nie przesuwają się i jest stabilny. Produkt dostępny jest w kolorze białym.

#### Cechy stolika:

- leżysko obite materiałem skóropodobnym
- łatwy do utrzymania w czystości
- funkcjonalny i bezpieczny
- posiada stopki gumowe
- leżysko otoczone z 3 stron miękkim oparciem
- stabilny i trwały
- solidna konstrukcja
- metalowa konstrukcja malowana proszkowo
- kolor: biały
- kolor tapicerki do wyboru

#### Wymiary:

- wysokość 765mm
- głębokość 700mm
- szerokość 1000mm
- waga 25kg
- max obciążenie 50kg

---

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

---

**Prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od parametrów oraz ustawień sprzętu komputerowego.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor tapicerki M:** B1 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B8 , B9 , B10 , B11 , B12