

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przewijania-niemowlat-sam-01s-p-2972.html>



Stolik do przewijania niemowląt SAM-01S

Cena brutto	5 600,00 zł
Cena netto	5 185,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SAM-01
Kod producenta	SAM-01-0000-T_-K8.3

Opis produktu

Stolik do przewijania niemowląt SAM-01S to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia wygodne i bezpieczne miejsce do przewijania niemowląt. Jego solidne wykonanie i starannie dobrane materiały gwarantują trwałość i długotrwałe użytkowanie.

Stolik składa się z jednego blatu. Błat wykonany jest z lakierowanego proszkowo stali i otoczony jest trzema stronami przez przezroczyste szyby z pleksi, co zwiększa bezpieczeństwo podczas przewijania. Błat wyposażony jest w tapicerowany materacyk o wymiarach 1000x700 mm, zapewniający wygodne i miękkie podłoże dla dziecka.

W skład stolika wchodzi również dwie szafki. Jedna z nich ma wymiary 470x600x420 mm i jest wyposażona w drzwiczki, które pozwalają na przechowywanie niezbędnych akcesoriów i wygodne sięganie do nich. Druga szafka ma identyczne wymiary, ale nie posiada drzwiczek, a zamiast nich znajduje się otwarta przestrzeń użytkowa. Oba meble wykonane są z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, co nadaje im elegancki wygląd. Szafki są wyposażone w koła o średnicy 100 mm, umożliwiające łatwe przemieszczanie stolika po pomieszczeniu.

Front szafki, zarówno tej z drzwiczkami, jak i bez drzwiczek, wykonany jest z lakierowanej naabrany kolor płyty meblowej MDF, co pozwala na dopasowanie stolika do wnętrza.

Stolik do przewijania niemowląt SAM-01S ma wymiary 1000x700x1050 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Wysokość do blatu wynosi 900 mm, co zapewnia wygodę i ergonomię podczas przewijania.

Szafka bez drzwiczek i szafka z drzwiczkami mają identyczne wymiary: 470x600x420 mm. Oba meble posiadają wewnętrzną półkę, która umożliwia przechowywanie i organizację niezbędnych akcesoriów. Wysokość użytkowej szafki wynosi 2x190 mm, co pozwala na przechowywanie większych przedmiotów.

Stolik do przewijania niemowląt SAM-01S to niezastąpione wyposażenie dla rodziców, które zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas codziennej pielęgnacji niemowląt. Jego funkcjonalność, solidne wykonanie i elegancki wygląd sprawiają, że będzie doskonale pasował do każdego wnętrza.

Stolik do przewijania niemowląt SAM-01S, cechy:

- na oddziały ginekologiczno-położnicze
- do badań jak i pielęgnacji niemowląt

-
- solidny
 - trwały
 - blat stalowy lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybami z pleksi
 - zdejmowany tapicerowany materacyk w wybranym kolorze
 - szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym
 - front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL
 - koła o średnicy 100 mm (białe)
 - fronty z płyty meblowej MDF, lakierowane wg palety RAL
 - sprzedawany z 8% VAT

Stolik do przewijania niemowląt SAM-01S, dane techniczne:

- Wymiary: 1000x700x1050 mm
- Wymiary materacyka: 1000x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wysokość do blatu: 900 mm
- Wymiary szafki bez drzwiczek/szafki z drzwiczkami: 470x600x420 mm (szafka wyposażona w półkę; wysokość użytkowa szafki 2x190 mm)

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary