

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przewozu-lekow-p-2019.html>

Stolik do przewozu leków



Cena brutto	2 810,00 zł
Cena netto	2 601,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)QK(90)-66-ST-K5

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu wyjątkowy stolik do przewozu leków, idealny do zastosowań medycznych. Ten innowacyjny produkt został zaprojektowany z myślą o wygodzie i funkcjonalności, dostarczając niezbędne narzędzia do przechowywania i transportu leków oraz innych niezbędnych materiałów medycznych.

Stolik posiada solidny stelaż wykonany z aluminium i stali, lakierowany proszkowo na biało, co zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także trwałość i odporność na uszkodzenia. Wewnętrzne kanały montażowe umożliwiają dowolną regulację wysokości półek, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów, co sprawia, że stolik jest wyjątkowo elastyczny i przystosowany do indywidualnych potrzeb.

Stolik jest wyposażony w wytrzymałe koła o średnicy 75 mm, które są zamocowane w ocynkowanej stalowej obudowie. Dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność podczas pracy. Dzięki uchwyty z kształtownika o przekroju 20x20 mm, stolik jest łatwy w prowadzeniu i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Główne elementy stolika to wyjmowana taca wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach 705x390x18 mm, szuflada o wymiarach 655x385x155 mm oraz półka koszu o wymiarach 655x405x90 mm. Ta różnorodność powierzchni użytkowych umożliwia przechowywanie i segregację leków i innych materiałów zgodnie z potrzebami. Wszystkie te elementy są wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak stalowe lakierowane proszkowo na biało oraz kuweta z tworzywa sztucznego.

Całkowite wymiary stolika to 810x480x890 mm, a powierzchnia użytkowa tacy wynosi 610x360x17 mm. Szuflada zapewnia dodatkowe miejsce o wymiarach 580x345x125 mm, natomiast kuweta ma powierzchnię użytkową o wymiarach 335x260x60 mm. Te przestronne powierzchnie pozwalają na przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych.

Nasz stolik do przewozu leków został wyprodukowany w kraju i jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jego wysokiej jakości i zgodności z najnowszymi standardami medycznymi. Produkt sprzedawany jest z 8% stawką VAT, co stanowi dodatkową korzyść dla naszych klientów.

Jeśli szukasz praktycznego, wytrzymałego i funkcjonalnego rozwiązania do przechowywania i transportu leków, nasz stolik jest idealnym wyborem. Niezależnie od tego, czy pracujesz w szpitalu, przychodni czy aptece, ten stolik spełni Twoje oczekiwania i ułatwi codzienną pracę.

Stolik do przewozu leków, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**