

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przewozu-medykamentow-p-2046.html>



Stolik do przewozu medykamentów

Cena brutto	2 250,00 zł
Cena netto	2 083,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WL-02-56
Kod producenta	WL-02-2T-56-ST-K5-WUP 01.KO.PI.KO.2,5-UMUKR 2.(295)x

Opis produktu

Prezentujemy Państwu innowacyjny stolik do przewozu medykamentów, idealny dla placówek medycznych i aptek, który został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie personelu medycznego.

Stolik ten posiada dwukrotnie zwiększoną funkcjonalność dzięki dwóm blatom z czterema tacami, które umożliwiają przenoszenie większej ilości leków i akcesoriów. Blaty są wykonane ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości, gatunku 0H18N9, co zapewnia trwałość i łatwość utrzymania czystości.

Dzięki przegródkom z tworzywa sztucznego, leki mogą być przechowywane oddzielnie, co ułatwia organizację i szybkie odnalezienie potrzebnych preparatów. W celu zapewnienia jeszcze większej funkcjonalności, stolik wyposażono w uchylną miskę o średnicy 220 mm i pojemności 2,5 litra, wykonaną ze stali nierdzewnej. Miska ta pozwala na wygodne i higieniczne podawanie płynów pacjentom.

W komplecie znajduje się również stalowy koszyk o wymiarach 295x95x85 mm, lakierowany proszkowo, który doskonale sprawdzi się do przechowywania różnego rodzaju akcesoriów medycznych.

Stolik został wyprodukowany w naszym kraju i spełnia najwyższe standardy jakości. Stelaż wykonany z aluminium i stali, lakierowany proszkowo na biało, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji. Koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej, pozwalają na łatwe przemieszczanie stolika, a dwa z nich posiadają blokadę, co zabezpiecza go przed przypadkowym przesunięciem.

Wymiary całkowite stolika wynoszą 680x430x890 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co sprawia, że jest on kompaktowy, a jednocześnie oferuje dużą pojemność i funkcjonalność.

Stolik do przewozu medykamentów został wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego zgodność z wymaganiami i normami branżowymi. Ponadto, jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla klientów.

To innowacyjne rozwiązanie dla placówek medycznych, które pozwoli na skuteczne zarządzanie i przechowywanie leków oraz zapewni wygodę personelu medycznego.

Stolik do przewozu medykamentów, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 680x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**