

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przewozu-opatrunkow-p-2023.html>



Stolik do przewozu opatrunków

Cena brutto	2 490,00 zł
Cena netto	2 305,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2Q-66-ST-K5-WKR 2.(295)x95x85.ST.9003

Opis produktu

Prezentujemy Państwu niezwykle praktyczny stolik do przewozu opatrunków, który został zaprojektowany z myślą o wygodzie personelu medycznego i optymalizacji procesu udzielania pomocy pacjentom. Wyjątkowy w swoim rodzaju, ten stolik jest idealnym towarzyszem w każdej placówce medycznej.

Stolik został wyposażony w wiele funkcjonalnych elementów, które ułatwiają przechowywanie i transportowanie opatrunków oraz niezbędnych akcesoriów. Na początek, znajduje się tutaj wyjmowana taca o imponujących wymiarach 705x390x18 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości (gatunek 0H18N9). Ta przestronna powierzchnia użytkowa pozwala na swobodne rozmieszczenie opatrunków i zapewnia łatwy dostęp do nich w czasie potrzeby.

Dodatkowo, stolik posiada cztery kuwety o wymiarach 395x325x65 mm, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dzięki nim możliwe jest segregowanie i przechowywanie różnych rodzajów opatrunków w jednym miejscu, co sprzyja organizacji i szybkości działania personelu medycznego.

W celu zapewnienia jeszcze większej funkcjonalności, stolik został wyposażony w koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm. Ten stalowy koszyk, również lakierowany proszkowo na biało, pozwala na przechowywanie drobnych narzędzi i niezbędnych dodatków w zasięgu ręki, co przyspiesza proces udzielania pomocy pacjentom.

Konstrukcja stolika oparta jest na solidnym stelażu aluminiowo-stalowym, lakierowanym proszkowo na biało. Stelaż ten cechuje się kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu, personel medyczny może dostosować stolik do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Dodatkową zaletą stelaża jest możliwość montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. To oznacza, że personel medyczny może dostosować stolik do swoich potrzeb bez konieczności trwałych zmian w konstrukcji.

Stolik został wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu. Ponadto, stolik wyposażony jest w uchwyt zintegrowany z konstrukcją, wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm. Ten ergonomiczny uchwyt ułatwia prowadzenie stolika i zapewnia komfort podczas przemieszczania się.

Warto również wspomnieć o stelażu do worka na odpady, który stanowi nieodłączny element tego stolika. Stelaż ten, podobnie jak pozostałe elementy, jest stalowy i lakierowany proszkowo na biało. Jest on wyposażony w uchylną pokrywę z tworzywa sztucznego w kolorze białym, zapewniającą higieniczne i estetyczne przechowywanie odpadków.

Wymiary całkowite stolika to 1000x430x890 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania opatrunków i akcesoriów. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 610x360x17 mm, a kuweta ma wymiary 335x260x60 mm, co pozwala

na wygodne rozmieszczenie i segregację materiałów medycznych.

Stolik do przewozu opatrunków został wyprodukowany w kraju i posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. Jest sprzedawany ze stawką VAT wynoszącą 8%, co czyni go dostępnym dla szerokiej grupy odbiorców.

Ten innowacyjny stolik to niezastąpiony sprzęt dla personelu medycznego, który doceni jego funkcjonalność, solidność wykonania oraz możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki niemu udzielanie pomocy medycznej stanie się jeszcze bardziej efektywne i profesjonalne.

Stolik do przewozu opatrunków, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**