

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przewozu-posilkow-p-2018.html>



Stolik do przewozu posiłków

Cena brutto	3 289,00 zł
Cena netto	3 045,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-02-C-KO
Kod producenta	D-02-S(1)Q-66-KO-K5

Opis produktu

Zapraszamy do odkrycia naszego innowacyjnego stolika do przewozu posiłków, stworzonego z myślą o maksymalnej wygodzie i funkcjonalności. Ten medyczny stolik został zaprojektowany z najwyższą precyzją, aby sprostać potrzebom pacjentów i personelu medycznego.

Wyjątkowe cechy produktu:

Solidne wykonanie: Stolik został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości gatunku 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także łatwość utrzymania w czystości.

Mobilność i stabilność: Stelaż stolika jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, zapewniając nie tylko łatwe przemieszczanie, ale również stabilność w trakcie użytkowania. Uchwyt z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowi integralną część konstrukcji, ułatwiając prowadzenie stolika.

Funkcjonalność: Produkt posiada jedną wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, idealną do przewożenia posiłków czy innych niezbędnych przedmiotów. Dodatkowo, stolik wyposażony jest w szufladę o wymiarach 655x385x155 mm oraz dwie kuwety o wymiarach 395x325x65 mm każda, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Praktyczność: Wymiary całkowite stolika to 810x480x890 mm, a powierzchnie użytkowe tacy, szuflady i kuwety zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić wygodę i funkcjonalność. Powierzchnie użytkowe tacy, szuflady i kuwety są dostosowane do codziennych potrzeb, zachowując ergonomiczne proporcje.

Wysokiej jakości materiały i staranność wykonania sprawiają, że nasz medyczny stolik do przewozu posiłków to nie tylko praktyczne narzędzie, ale także trwałe i niezawodne rozwiązanie dla każdej placówki medycznej. Zainwestuj w komfort i bezpieczeństwo pacjentów dzięki naszemu nowoczesnemu stolikowi.

Wyposażenie:

- 1xblat z szufladą (blat: 610x360x17mm szuflada:655x385x155mm)
- 2xkuweta 395x325x65mm
- 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm

Stolik do przewozu posiłków, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x480x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**