

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-przychodni-dzieciecej-p-1791.html>

Stolik do przychodni dziecięcej



Cena brutto	3 662,00 zł
Cena netto	3 390,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-03
Kod producenta	SPTM-03-A(2)2P-ABS3-0000-MDF-T_-K6.3

Opis produktu

Stolik do przychodni dziecięcej to solidnie wykonany mebel, który został zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach. Stelaż stolika wykonany jest z profili aluminiowych, które zostały lakierowane proszkowo na biało, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia i trudne warunki użytkowania. Błąt stolika zrobiony jest z tworzywa ABS, co zapewnia łatwą konserwację oraz trwałość.

Błąt wyposażony jest w materacyk, co zwiększa komfort pacjentów podczas wizyty. Błąt otoczony jest z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70mm.

Stolik posiada również dwie półki, wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym oraz boków z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL. Podstawa jest stalowa, a osłona z tworzywa ABS w kolorze białym chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami. Stolik do przychodni dziecięcej posiada kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, dzięki czemu łatwo nim manewrować w przemieszczaniu, a ich blokada zapewnia stabilność podczas użytkowania.

Elementy dekoracyjne stolika zostały również lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, co sprawia, że mebel wygląda estetycznie i nowocześnie. Stolik ma wymiary 900 mm szerokości, 700 mm głębokości i 900 mm wysokości od podłoża do błątu oraz 970 mm całkowitej wysokości. Materacyk ma wymiary 800x650 mm, co zapewnia wygodę pacjentom podczas wizyty. Stolik do przychodni dziecięcej to doskonały wybór dla każdej placówki medycznej, która stawia na komfort i bezpieczeństwo swoich pacjentów.

Stolik do przychodni dziecięcej, cechy:

- solidnie wykonany mebel z myślą o najmłodszych pacjentach
- stelaż z profili aluminiowych, lakierowany proszkowo na biało, odporny na uszkodzenia i trudne warunki użytkowania
- błąt z tworzywa ABS, łatwy w konserwacji i trwały, wyposażony w materacyk dla zwiększenia komfortu pacjentów
- bandy z tworzywa ABS o wysokości 70mm otaczające błąt
- dwie półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym i boków z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL, podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, łatwe w przemieszczaniu dzięki kółkom o średnicy 75

-
- mm z blokadą dla zapewnienia stabilności
 - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, estetyczny i nowoczesny wygląd
 - wymiary: 900 mm szerokości, 700 mm głębokości i 900 mm wysokości od podłoża do blatu oraz 970 mm całkowitej wysokości
 - materacyk o wymiarach 800x650 mm dla zapewnienia wygody pacjentom podczas wizyty
 - doskonały wybór dla placówek medycznych, które stawiają na komfort i bezpieczeństwo pacjentów

Stolik do przychodni dziecięcej, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 4003 , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary