

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-transportu-opatrunkow-p-2025.html>



Stolik do transportu opatrunków

Cena brutto	2 200,00 zł
Cena netto	2 037,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-BQ-66-ST-K5-WKR2 (295)x95x85.ST.9003-2 00

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiam Państwu stolik do transportu opatrunków, doskonałe rozwiązanie, które zapewni wygodę i funkcjonalność podczas codziennych prac medycznych. Ten solidnie wykonany mebel medyczny został zaprojektowany z myślą o optymalnym przechowywaniu i przewożeniu niezbędnych artykułów medycznych.

Stolik składa się z jednego blatu w formie wyjmowanej tacy o imponujących wymiarach 705x390x18 mm. To przestronne miejsce, idealne do przenoszenia różnorodnych opatrunków i materiałów medycznych. Oprócz tego, znajdują się dwie kuwety, o wymiarach 395x325x65 mm, które służą do przechowywania mniejszych akcesoriów. Dzięki nim można łatwo i bezpiecznie segregować różnego rodzaju materiały.

Stolik wyposażony jest również w koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm. Ten praktyczny dodatek umożliwia przechowywanie drobnych narzędzi i przedmiotów, które są niezbędne podczas udzielania pomocy medycznej.

Konstrukcja stolika oparta jest na solidnym stelażu aluminiowo-stalowym, który został lakierowany proszkowo na biało. Stelaż ten posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania stolika do indywidualnych potrzeb użytkownika. Co więcej, stelaż ten został zaprojektowany w taki sposób, żeby montaż dodatkowego wyposażenia odbywał się za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Mobilność stolika zapewniają koła o średnicy 75 mm, z obudową stalową ocynkowaną, z czego dwa z nich posiadają blokadę. Dzięki uchwytowi zintegrowanemu z konstrukcją, stolik jest łatwy do prowadzenia i manewrowania.

W skład wyposażenia wchodzi również wyjmowalna taca wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Ta trwała i łatwa do utrzymania w czystości taca zapewni długotrwałą funkcjonalność i higienę.

Kuweta, wykonana z tworzywa sztucznego, o wymiarach 335x260x60 mm, to kolejny praktyczny element, który ułatwi przechowywanie różnorodnych materiałów medycznych.

Stolik jest również wyposażony w stelaż do worka na odpady, wykonany ze stalowego materiału lakierowanego proszkowo na biało. Dodatkowo, stelaż ten posiada pokrywę z tworzywa sztucznego w kolorze białym. To doskonałe rozwiązanie, które umożliwia praktyczne i higieniczne gromadzenie odpadów medycznych.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 1000x430x890 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania i transportu opatrunków. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 610x360x17 mm, natomiast powierzchnia użytkowa kuwety to 335x260x60 mm. Stolik został wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z obowiązującymi normami.

Stolik do transportu opatrunków, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**