

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-do-transportu-posilkow-p-1991.html>

Stolik do transportu posiłków



Cena brutto	2 408,00 zł
Cena netto	2 229,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-04-A-KO
Kod producenta	C-03-B2Q-66-KO-K5

Opis produktu

Zapraszamy do odkrycia naszego innowacyjnego Stolika do Transportu Posiłków - Stolika Oddziałowego, stworzonego z myślą o pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwie pacjentów. Nasz stolik to nie tylko praktyczne rozwiązanie w dziedzinie opieki medycznej, ale również solidna konstrukcja wykonana z najwyższej jakości materiałów.

Główne cechy produktu:

- 1. Solidna Konstrukcja:** Stolik został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także łatwość utrzymania w czystości. Stalowa konstrukcja gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo w trakcie transportu posiłków czy innych niezbędnych czynności.
- 2. Mobilność z Kontrolą:** Stelaż stolika został wyposażony w cztery solidne koła o średnicy 75 mm, z których dwa posiadają blokadę. Dzięki temu, personel medyczny może łatwo manewrować stolikiem, a blokady zapewniają stabilność podczas pracy, co jest kluczowe w środowisku medycznym.
- 3. Ergonomiczny Błat z Podniesionym Rantem:** Błat o wymiarach 705x415x20 mm został specjalnie zaprojektowany z podniesionym rantem, co zabezpiecza przed ewentualnymi przesunięciami podczas transportu. Montaż blatu na stałe do stelaża zapewnia trwałość i stabilność w trakcie codziennego użytkowania.
- 4. Praktyczne Kuwety:** Stolik posiada cztery kuwety o wymiarach 395x325x65 mm, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Kuwety te są idealne do przechowywania niezbędnych akcesoriów medycznych czy posiłków, a jednocześnie łatwe do utrzymania w czystości.
- 5. Intuicyjne Uchwyty:** Stolik wyposażony jest w uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią zintegrowany element konstrukcji. Umożliwiają one łatwe manewrowanie stolikiem, co wpływa na efektywność pracy personelu medycznego.

Wymiary całkowite stolika to 770x430x880 mm, co sprawia, że jest on idealnym narzędziem w codziennej opiece nad pacjentami. Odkryj nasz Stolik do Transportu Posiłków, który łączy funkcjonalność, trwałość i innowacyjny design, spełniając najwyższe standardy medyczne. Dzięki niemu codzienna praca w środowisku medycznym staje się łatwiejsza i bardziej efektywna.

Stolik do transportu posiłków, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**