

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-farmaceutyczny-p-2029.html>



Stolik farmaceutyczny

Cena brutto	2 270,00 zł
Cena netto	2 101,85 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-BT-66-ST-K5-WKR2. (295)x95x85.ST

Opis produktu

Prezentujemy Państwu stolik farmaceutyczny, idealny do wykorzystania w różnorodnych środowiskach medycznych. Ten nowoczesny stolik został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i wygodzie użytkownika, oferując wiele praktycznych rozwiązań.

Stolik składa się z solidnego stelaża aluminiowo-stalowego, lakierowanego proszkowo na biało. Jego unikalna konstrukcja obejmuje kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Nie ma potrzeby wiercenia otworów, ponieważ wyposażenie dodatkowe może być łatwo zamocowane za pomocą elementów złącznych.

Mobilność tego stolika jest zapewniona dzięki kołom o średnicy 75 mm, umieszczonym w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność podczas pracy. Dodatkowo, stolik posiada wygodny uchwyt z kształtownika o przekroju 20x20 mm, który stanowi integralną część konstrukcji, ułatwiając jego prowadzenie.

Stolik farmaceutyczny jest wyposażony w wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Taca ta zapewnia odpowiednią powierzchnię użytkową do przechowywania i organizowania narzędzi i materiałów farmaceutycznych.

Dodatkowo, stolik posiada praktyczny koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm, który pozwala na wygodne przechowywanie mniejszych przedmiotów.

W zestawie znajduje się także stelaż do worka na odpady, wykonany ze stalowego materiału, lakierowanego proszkowo na biało. Wraz z pokrywą z tworzywa w kolorze białym, zapewnia on higieniczne i estetyczne rozwiązanie do składowania odpadów medycznych.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 1000x430x890 mm, natomiast powierzchnia użytkowa tacy ma rozmiar 610x360x17 mm. Stolik farmaceutyczny jest w pełni zgodny z wymogami dotyczącymi wyrobów medycznych i został wpisany do odpowiedniego rejestru. Cena sprzedaży obejmuje stawkę 8% VAT.

Ten stolik farmaceutyczny to nie tylko praktyczne narzędzie pracy, ale także elegancki i funkcjonalny element wyposażenia medycznego. Dzięki jego innowacyjnym rozwiązaniom i wysokiej jakości wykonaniu, zapewnia on optymalne warunki do wykonywania codziennych obowiązków farmaceutycznych.

Stolik farmaceutyczny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**