

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-instrumentalny-k-4-e-03-ko-ze-stali-kwasoodpornej-p-2056.html>



Stolik instrumentalny K-4 E-03 KO ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	4 582,00 zł
Cena netto	3 725,20 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-4-E-03-KO
Kod producenta	E3-B-KO-R-K5

Opis produktu

Stolik z serii K-4 jest przeznaczony do przewożenia oraz **ułatwiania dostępu personelowi medycznemu do odpowiednich narzędzi chirurgicznych (instrumentalnych) w trakcie operacji lub zabiegu**. Stosowany jest głównie w szpitalach, przychodniach i poliklinikach. Stolik cechuje się prostą i bardzo stabilną konstrukcją. Dzięki wysokiej precyzji wykonania oraz zastosowaniu odpowiednich materiałów, stolik zapewnia pełen komfort i bezpieczeństwo w trakcie codziennej pracy. **Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. W skład jego wyposażenia wchodzi blat z pogłębieniem, podnoszony ręcznie za pomocą korby. Podstawa została wyposażona w cztery pojedyncze kółka, wszystkie z blokadami.**

Wyposażenie:

- stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- 1x blat z pogłębieniem, podnoszony ręcznie za pomocą korby regulacja w zakresie: 850-1200 mm., również wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej (wszystkie z blokadą)

Cechy produktu:

- bezpieczny dzięki blokadom w kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny
- niezawodny i stabilny
- wysoka efektywność pracy

Dane techniczne:

- wymiary całkowite: 1100x600x850-1200mm
- wymiary blatu: 1100x600 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu: 1035x535 mm
- kółka o średnicy: 75 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**