

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-jezdny-medyczny-p-3174.html>

Stolik jezdny medyczny



Cena brutto	2 210,00 zł
Cena netto	2 046,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-BT-66-KO-K5

Opis produktu

Stolik jezdny medyczny z wyjmowaną tacą - doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych placówek medycznych.

Wyjątkowa konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 zapewnia trwałość i higienę. Stelaż stolika wyposażony jest w solidne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniając stabilność i łatwość przemieszczania się nawet po trudnym terenie. Dodatkowo, uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowi zintegrowany element konstrukcji, gwarantując wygodę obsługi.

Stolik jest wyposażony w dwie wyjmowane tace, z których jedna ma wymiary 705x390x18 mm, a druga 650x390x18 mm, zapewniając dużą powierzchnię użytkową. Tacę można łatwo odłączyć i umieścić z powrotem, dzięki czemu stolik jest nie tylko praktyczny, ale także łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości.

Wymiary całkowite stolika to 810x430x890 mm, a powierzchni użytkowej tacy 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Stolik jezdny medyczny z wyjmowaną tacą to niezawodne i funkcjonalne narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stolik jezdny medyczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 810x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**