

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-jezdny-oddzialowy-p-1990.html>

Stolik jezdny oddziałowy



Cena brutto	1 977,00 zł
Cena netto	1 830,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2Q-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu niezwykle funkcjonalny stolik jezdny oddziałowy, który spełni wszelkie oczekiwania zarówno w zakładzie pracy, jak i w innych przestrzeniach wymagających wszechstronnej mobilnej powierzchni roboczej. Jego doskonale zaprojektowane cechy sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów.

Stolik jezdny został wyposażony w solidny stelaż, który łączy w sobie aluminiową lekkość oraz stalową wytrzymałość. Stelaż został pokryty lakierem proszkowym na biało, nadając mu estetyczny wygląd oraz chroniąc przed korozją. Wewnętrzne kanały montażowe pozwalają na swobodną regulację wysokości półek, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Najważniejszą cechą tego stolika jeznego są jego mobilne właściwości. Wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, umożliwia łatwe przemieszczanie się zarówno po gładkich powierzchniach, jak i po trudniejszym terenie. Dwa z tych kół zostały wyposażone w blokadę, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dodatkowo, zintegrowane uchwyty z prętą o średnicy 8 mm ułatwiają prowadzenie stolika, umożliwiając precyzyjne kierowanie i manewrowanie.

Stolik posiada również trwały blat ze stali kwasoodpornej, który został zamocowany na stałe do stelaża. Blat o wymiarach 705x415x20 mm oferuje wystarczającą przestrzeń roboczą, a podniesiony rant zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów z powierzchni. Dodatkowo, stolik jest wyposażony w cztery kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm, co pozwala na przechowywanie różnych narzędzi, materiałów lub innych niezbędnych przedmiotów.

Całkowite wymiary stolika jeznego to 770x430x880 mm, co czyni go odpowiednim zarówno dla małych, jak i większych pomieszczeń. Jego kompaktowy rozmiar nie wpływa na jego funkcjonalność, a jednocześnie zapewnia łatwą dostępność i możliwość swobodnego manewrowania w przestrzeniach o ograniczonej przepustowości.

Ten stolik jezdny oddziałowy to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują mobilnej i wygodnej powierzchni roboczej. Jego solidna konstrukcja, regulowana wysokość półek, mobilność i praktyczne kuwety sprawiają, że staje się niezastąpionym narzędziem w różnych miejscach pracy. Niezależnie od zastosowania, stolik jezdny oddziałowy doskonale spełni Państwa oczekiwania pod względem funkcjonalności, wygody i trwałości.

Stolik jezdny oddziałowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm

-
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
 - wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**