

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-jezdny-pod-aparature-p-3079.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 - 3 półki i szuflada

Cena brutto	5 410,00 zł
Cena netto	5 009,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-PP(S(1)L)P-106-80-ABS3-0000-0-K1

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 to rozbudowany model przeznaczony do ustawienia aparatury medycznej i diagnostycznej w gabinetach, pracowniach oraz na oddziałach. W praktyce może być wyszukiwany również jako **stolik jezdny pod aparaturę**, jednak jego przewagą jest konkretna konfiguracja modelowa: **3 półki 1060x500 mm, 1 szuflada 500x500x155 mm, 2 uchwyty do prowadzenia oraz koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą**.

Konstrukcja modelu AP2

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe są osłonięte maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półki i szuflada są stalowe, lakierowane na biało. Półki posiadają pogłębienie, a **front szuflady** może być wykonany w kolorze zgodnym z paletą **RAL**. Również elementy dekoracyjne, takie jak maskownice kanałów montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu oraz uchwyty do prowadzenia, mogą być lakierowane na kolor z palety RAL.

Podstawa jest stalowa, wyposażona w **osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym**. Wózek porusza się na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **100 mm; dwa koła posiadają blokadę**, co poprawia stabilność podczas użytkowania.

Najważniejsze cechy użytkowe

- model **AP2** do aparatury medycznej i diagnostycznej,
- **3 półki 1060x500 mm** oraz **1 szuflada 500x500x155 mm**,
- **2 uchwyty do prowadzenia**,
- profil nośny z **kanałami montażowymi** po obu stronach,
- półki z pogłębieniem,
- podstawa z osłoną **ABS**,
- koła **100 mm**, w tym **2 z blokadą**,
- kolor frontu szuflady i elementów dekoracyjnych wg **palety RAL**,
- możliwość wykonania elementów białych w kolorze **szarym**.

Dane techniczne

Model	AP2
Typ	Wózek pod aparaturę medyczną / stół jezdny pod aparaturę
Konfiguracja	3 półki 1060x500 mm + 1 szuflada 500x500x155 mm

Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa półki	1010x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x450x105 mm
Wymiary wózka z uchwytami	1220x585x800 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki i szuflada	Stal lakierowana na biało
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS
Koła	Średnica 100 mm, 2 koła z blokadą
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne wg palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Informacja jakościowa	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Zastosowanie

Model AP2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest większa powierzchnia do ustawienia aparatury oraz wygodny dostęp do akcesoriów przechowywanych w szufladzie. Dzięki dużym półkom, uchwytom do prowadzenia i mobilnej podstawie z kołami wózek ułatwia organizację stanowiska pracy i przemieszczanie aparatury między pomieszczeniami.

Ważne informacje

Materiał maskownicy i zaślepek profilu (tworzywo lub stal) jest uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

FAQ

Czy wózek AP2 ma regulację wysokości położenia podzespołów?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów.

Jakie są dokładne wymiary modelu AP2?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego, z uchwytami do prowadzenia, wynoszą 1220x585x800 mm. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 10 mm.

Ile półek i szuflad ma ten wózek?

Model AP2 wyposażony jest w 3 półki o wymiarach 1060x500 mm oraz 1 szufladę o wymiarach 500x500x155 mm.

Czy koła posiadają blokadę?

Tak. Wózek wyposażono w koła o średnicy 100 mm, z czego 2 koła posiadają blokadę.

Czy można wybrać kolor frontu szuflady i elementów dekoracyjnych?

Tak. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Istnieje też możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Powiązane rozwiązania

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 – 3 półki 450x320 mm](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą i wysięgnikiem kroplówki](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary