

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-kosmetyczny-na-kolkach-p-2067.html>



Stolik wielofunkcyjny B-01ST na kółkach – 4 półki

Cena brutto	2 150,00 zł
Cena netto	1 990,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-01ST
Kod producenta	B-04-4P-80-K5

Opis produktu

Stolik wielofunkcyjny B-01ST to mobilny asystor na kółkach przeznaczony do organizacji akcesoriów, narzędzi i materiałów pomocniczych przy stanowisku pracy. Ten wariant został zaprojektowany w układzie **4 otwartych półek z podniesionym rantem**, dzięki czemu zapewnia wygodny dostęp do zawartości bez konieczności otwierania szuflad. Model należy do grupy [stolików wielofunkcyjnych](#) dostępnych w ofercie SaleMED.

Konstrukcja modelu opiera się na **stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało** oraz **półkach ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Profil nośny z **2 kanałami montażowymi po obydwu stronach** umożliwia regulację wysokości położenia półek oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Produkt stanowi element szerszej oferty [mebli medycznych](#) do gabinetów i stref zabiegowych.

Najważniejsze cechy stolika wielofunkcyjnego B-01ST

- 4 półki z podniesionym rantem,
- wymiary półki: 450 x 320 x 10 mm,
- półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały,
- koła o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej, w tym 2 z blokadą,
- rączka do przemieszczania typ UC-09,
- kolor standardowy: biały.

Co wyróżnia ten model?

Model **B-01ST** jest wersją **bez szuflad**, opartą na czterech otwartych półkach. To dobre rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybki dostęp do najczęściej używanych materiałów, wygodna organizacja akcesoriów oraz dobra widoczność zawartości. W porównaniu z wariantami wyposażonymi w [szufladę](#) lub [głęboką szufladę](#) ten stolik lepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest otwarta, łatwo dostępna przestrzeń robocza.

Zastosowanie

Stolik może pełnić funkcję praktycznego asystora w gabinetach medycznych, zabiegowych, diagnostycznych, kosmetycznych i specjalistycznych. Sprawdza się jako mobilny stolik pomocniczy do uporządkowania preparatów, akcesoriów, drobnych narzędzi oraz materiałów potrzebnych podczas codziennej pracy. W zależności od potrzeb warto sprawdzić także [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz inne stoliki zabiegowe.

Konstrukcja i wygoda użytkowania

Otwarta budowa stolika ułatwia szybkie odkładanie i pobieranie potrzebnych elementów. Podniesione ranty półek pomagają ograniczyć ryzyko zsunięcia się akcesoriów podczas przemieszczania. Dzięki kołom o średnicy 75 mm stolik można wygodnie przesuwac, a dwa hamulce pozwalają ustabilizować go w wybranym miejscu pracy. Osoby szukające podobnych rozwiązań do organizacji wyposażenia mogą przejrzeć również całą kategorię [stolików wielofunkcyjnych na kółkach](#).

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z **ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Dane techniczne

- wymiary całkowite: 500 x 400 x 800 mm,
- wysokość podana od podłoża do blatu,
- wymiary półki: 450 x 320 x 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość],
- stelaż: profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach,
- półki: stal kwasoodporna gat. 0H18N9,
- podstawa: stal lakierowana proszkowo na kolor biały,
- koła: średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- rączka do przemieszczania: typ UC-09,
- kolor standardowy: biały.

Powiązane produkty i kategorie

Jeżeli potrzebujesz innej konfiguracji wyposażenia, zobacz także [stolik z szufladą](#), [stolik z głęboką szufladą](#) oraz pozostałe [stoliki wielofunkcyjne](#) dostępne w SaleMED.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy stolik B-01ST ma szuflady?

Nie. Jest to wariant wyposażony w 4 otwarte półki z podniesionym rantem, bez szuflad. Jeżeli zależy Ci na modelu z zamkniętą przestrzenią do przechowywania, sprawdź [wersję z szufladą](#).

Z jakiego materiału wykonano półki?

Półki wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co ułatwia utrzymanie stolika w czystości i wspiera trwałość konstrukcji.

Jakie wymiary ma stolik?

Wymiary całkowite modelu wynoszą 500 x 400 x 800 mm. Każda półka ma wymiary 450 x 320 x 10 mm.

Czy półki można ustawiać na różnej wysokości?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości położenia półek oraz ewentualną rozbudowę stolika w przyszłości.

Czy stolik ma blokadę kół?

Tak. Model wyposażono w koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą, co ułatwia stabilne ustawienie stolika w miejscu pracy.

Do jakich zastosowań sprawdzi się ten model?

Stolik sprawdza się jako mobilny asystor do gabinetów medycznych, zabiegowych, diagnostycznych i kosmetycznych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest uporządkowana i łatwo dostępna przestrzeń na akcesoria oraz materiały pomocnicze. Podobne rozwiązania znajdziesz także w kategorii stolików zabiegowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie, TAK 24 miesiące

