

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-kosmetyczny-pod-urzadzenie-p-2069.html>



Stolik wielofunkcyjny B-03ST – asystor z 2 półkami i szufladą

Cena brutto	2 600,00 zł
Cena netto	2 407,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-03ST
Kod producenta	B-03-2PS(1)-80-K5

Opis produktu

Mobilny asystor do gabinetu z półkami z rantem i szufladą

Stolik wielofunkcyjny B-03ST to mobilny asystor do gabinetów, pracowni i stanowisk, na których liczy się wygodna organizacja podręcznych akcesoriów, narzędzi oraz materiałów pomocniczych. Ten wariant został skonfigurowany w układzie **2 półek z podniesionym rantem oraz 1 szuflady z blatem z podniesionym rantem**, dzięki czemu łączy zamkniętą przestrzeń do przechowywania z dodatkowym miejscem odkładczym.

Bazowo jest to **stolik wielofunkcyjny – asystor**. Może być wykorzystywany również jako **stolik kosmetyczny** lub stolik pomocniczy pod urządzenie, jednak jego główną zaletą pozostaje uniwersalna, gabinetowa konstrukcja oparta na mobilności, funkcjonalnym układzie elementów i możliwości dalszej rozbudowy.

Najważniejsze cechy modelu B-03ST

- 2 półki z podniesionym rantem o wymiarach 450 x 320 x 10 mm,
- 1 szuflada z blatem z podniesionym rantem,
- wymiary szuflady: 450 x 320 x 155 mm,
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375 x 280 x 105 mm,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały,
- koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- rączka do przemieszczania typ UC-09,
- kolor standardowy: biały.

Konstrukcja dopasowana do codziennej pracy

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia półek i szuflady oraz rozbudowę stolika w przyszłości wyłącznie przy użyciu elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. To rozwiązanie praktyczne wszędzie tam, gdzie wyposażenie stanowiska pracy zmienia się wraz z zakresem wykonywanych zadań.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**, co stanowi dodatkowe potwierdzenie

uporządkowanego standardu wykonania i kontroli jakości.

Za stabilność odpowiada **stalowa podstawa lakierowana proszkowo**, a za mobilność **koła o średnicy 75 mm**, z których dwa wyposażono w blokadę. Dodatkową wygodę podczas przemieszczania zapewnia **rączka typu UC-09**.

Półki ze stali 0H18N9 i praktyczna szuflada

Obie półki wykonano ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** i wyposażono w podniesiony rant, co pomaga ograniczyć ryzyko zsuwania się odkładanych elementów podczas użytkowania oraz przemieszczania stolika. Taki układ sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest szybki dostęp do najczęściej używanych materiałów.

Szuflada jest standardowo wykonana ze **stali lakierowanej proszkowo na biało**. Za dopłatą może zostać wykonana również ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Nad szufladą znajduje się dodatkowy blat z podniesionym rantem, który zwiększa funkcjonalność modelu i ułatwia organizację pracy.

Co wyróżnia ten wariant?

Model B-03ST został zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują więcej otwartej przestrzeni odkładczej niż w wariantcie z jedną półką, ale nie chcą rezygnować z zamykanej szuflady. To dobry wybór wtedy, gdy ważna jest jednocześnie **mobilność, szybki dostęp do akcesoriów i lepsze uporządkowanie stanowiska**.

Zastosowanie

Stolik sprawdzi się jako wyposażenie gabinetów medycznych, zabiegowych, kosmetycznych, rehabilitacyjnych i innych stanowisk specjalistycznych. Może pełnić funkcję asystora, stolika pomocniczego lub stolika kosmetycznego, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompaktowe i mobilne miejsce na akcesoria oraz materiały robocze.

Dane techniczne

- wymiary całkowite: 500 x 400 x 800 mm,
- wysokość podana od podłoża do blatu,
- wymiary półki: 450 x 320 x 10 mm,
- wymiary szuflady: 450 x 320 x 155 mm,
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375 x 280 x 105 mm [szer. x gł. x wys.],
- stelaż: profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało,
- półki: stal kwasoodporna gat. 0H18N9,
- podstawa: stal lakierowana proszkowo na biało,
- koła: średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- rączka do przemieszczania: typ UC-09,
- kolor standardowy: biały.

Powiązane warianty i kategorie

Jeżeli szukasz innej konfiguracji wyposażenia, zobacz również [wariant z 1 szufladą i 1 półką](#), [wariant z większą liczbą szuflad](#), [model 4-półkowy bez szuflad](#) oraz całą kategorię [stolików wielofunkcyjnych](#). Warto sprawdzić także [stoliki medyczne lakierowane](#).

FAQ - najczęstsze pytania

Czy model B-03ST to stolik kosmetyczny czy stolik wielofunkcyjny?

Model B-03ST bazowo jest stolikiem wielofunkcyjnym – asystorem. Może być wykorzystywany również jako stolik kosmetyczny lub pomocniczy, jednak jego główną funkcją jest mobilna organizacja akcesoriów, narzędzi i materiałów roboczych w gabinecie.

Jakie wyposażenie ma stolik B-03ST?

Ten wariant został wyposażony w 2 półki z podniesionym rantem oraz 1 szufladę z blatem z podniesionym rantem. Dzięki temu model łączy otwartą przestrzeń odkładczą z zamkniętym miejscem do przechowywania.

Z jakiego materiału wykonano półki?

Półki wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Rozwiązanie to zwiększa trwałość elementów użytkowych i ułatwia utrzymanie stolika w czystości.

Czy stolik można łatwo przemieszczać?

Tak. Model posiada rączkę do przemieszczania typ UC-09 oraz koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą. Ułatwia to codzienne użytkowanie i ustawienie stolika w wybranym miejscu.

Czy położenie półek i szuflady można regulować?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia blatów i szuflady oraz przyszłą rozbudowę stolika bez konieczności wykonywania otworów.

W jakim kolorze standardowo oferowany jest stolik?

Standardowo stolik oferowany jest w kolorze białym.