

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-kosmetyczny-z-gleboka-szuflada-p-2071.html>



Stolik wielofunkcyjny – asystor z 2 półkami i głęboką szufladą

Cena brutto	2 830,00 zł
Cena netto	2 620,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-04ST
Kod producenta	B-03-2PS(1.256)-80-K5

Opis produktu

Mobilny asystor do gabinetu z 2 półkami z rantem i głęboką szufladą

Stolik wielofunkcyjny - asystor to mobilny model przeznaczony do gabinetów, stanowisk zabiegowych i pracy pomocniczej, w których liczy się wygodna organizacja akcesoriów oraz szybki dostęp do materiałów używanych na bieżąco.

Ten wariant został skonfigurowany jako **2 półki z podniesionym rantem** oraz **1 głęboka szuflada z blatem z podniesionym rantem**, dzięki czemu zapewnia więcej zamkniętej przestrzeni niż modele z płytszą szufladą, a jednocześnie pozostaje praktyczny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

Bazowo jest to **asystor wielofunkcyjny**. Pomocniczo może być wykorzystywany również jako **stolik kosmetyczny**, stół do gabinetu zabiegowego lub mobilny stół pomocniczy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest stabilna konstrukcja, ranty ograniczające zsuwanie akcesoriów i wygodne przemieszczanie stanowiska.

Najważniejsze cechy tego wariantu

- 2 półki z podniesionym rantem o wymiarach 450 x 320 x 10 mm,
- 1 głęboka szuflada o wymiarach 450 x 320 x 285 mm,
- blat szuflady z podniesionym rantem o wymiarach 450 x 320 x 10 mm,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- stalowa podstawa lakierowana proszkowo na biało,
- koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- rączka do przemieszczania typ UC-09,
- standardowy kolor biały.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia blatów, szafki oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Podstawę stanowi **stalowa konstrukcja lakierowana proszkowo na biało**, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy **75 mm**. Dwa koła posiadają blokadę, co ułatwia bezpieczne ustawienie stolika w wybranym miejscu pracy. Dodatkową wygodę podczas codziennego użytkowania zapewnia **rączka UC-09**.

Półki i głęboka szuflada

Obie półki wykonano ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** i wyposażono w podniesiony rant, który pomaga utrzymać porządek oraz ogranicza ryzyko zsuwania się odkładanych przedmiotów podczas przemieszczania stolika.

Kluczowym elementem tego wariantu jest **głęboka szuflada 450 x 320 x 285 mm**. To właśnie ona najmocniej odróżnia ten model od prostszych wersji z płytszą szufladą. Szuflada posiada blat z podniesionym rantem o wymiarach **450 x 320 x 10 mm**. Standardowo szuflada jest stalowa i lakierowana proszkowo na kolor biały, a za dopłatą może zostać wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest również z zachowaniem **wymagań środowiskowych**, co stanowi dodatkowe potwierdzenie uporządkowanego standardu wykonania i kontroli jakości.

Wymiary techniczne

- wymiary całkowite: 500 x 400 x 800 mm (wysokość od podłoża do blatu),
- wymiary półki: 450 x 320 x 10 mm,
- wymiary szuflady: 450 x 320 x 285 mm,
- wymiary blatu szuflady: 450 x 320 x 10 mm,
- średnica kół: 75 mm,
- kolor standardowy: biały.

Kolorystyka i informacje dodatkowe

Standardowo stoliki są w kolorze białym. Model został wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego zgodność z wymaganiami jakościowymi i bezpieczeństwa.

Zastosowanie

Model sprawdzi się jako **asystor do gabinetu**, stolik pomocniczy do pracy zabiegowej, wyposażenie stanowiska kosmetycznego oraz mobilne miejsce odkładcze wszędzie tam, gdzie potrzebne są jednocześnie otwarte półki i większa, zamknięta przestrzeń do przechowywania.

Powiązane kategorie i warianty

Zobacz również [stoliki wielofunkcyjne](#), wariant [z 2 półkami i standardową szufladą](#) oraz model [z 2 półkami i 2 szufladami](#).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy ten model jest stolikiem kosmetycznym czy stolikiem wielofunkcyjnym?

Bazowo jest to **stolik wielofunkcyjny – asystor**. Może być wykorzystywany również jako stolik kosmetyczny lub pomocniczy, ale jego główną funkcją jest mobilna organizacja stanowiska pracy.

Co odróżnia ten wariant od modeli z płytszą szufladą?

Najważniejszą różnicą jest **głęboka szuflada o wymiarach 450 x 320 x 285 mm**. Taki układ zapewnia więcej zamkniętej przestrzeni do przechowywania niż warianty z płytszą szufladą, a jednocześnie pozostawia wygodny dostęp do dwóch otwartych półek.

Z jakich materiałów wykonano stolik?

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**, podstawę ze **stali lakierowanej proszkowo na biało**, a półki ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Standardowo szuflada jest stalowa i lakierowana proszkowo na biało, a za dopłatą może być wykonana ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Czy można regulować położenie półek i szuflady?

Tak. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację położenia blatów i szafki oraz rozbudowę stolika w przyszłości bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są dokładne wymiary stolika?

Wymiary całkowite wynoszą 500 x 400 x 800 mm (wysokość od podłoża do blatu). Półki mają wymiary **450 x 320 x 10 mm**, a szuflada **450 x 320 x 285 mm**.

Czy stół jest mobilny i czy koła mają blokadę?

Tak. Model został wyposażony w **koła o średnicy 75 mm** w obudowie ze stali ocynkowanej, w tym **2 koła z blokadą**. Dodatkowo posiada rączkę do przemieszczania typu **UC-09**.

W jakim kolorze dostępny jest stół?

Standardowo stół oferowany jest w **kolorze białym**.

W jakim standardzie jakości produkowany jest asystor?

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest także z zachowaniem **wymagań środowiskowych**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące