

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-kosmetyczny-z-szuflada-p-2068.html>



Stolik wielofunkcyjny – asystor z 1 szufladą i półką

Cena brutto	2 320,00 zł
Cena netto	2 148,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-02ST
Kod producenta	B-02-S(1)P-80-K5

Opis produktu

Stolik wielofunkcyjny – asystor z 1 szufladą i półką to mobilny model przeznaczony do organizacji podręcznych akcesoriów, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w codziennej pracy. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wygodnej szufladzie, dodatkowej półce oraz uchwytowi do prowadzenia sprawdza się jako wyposażenie gabinetów zabiegowych, punktów usługowych i stanowisk, na których liczy się łatwy dostęp do najpotrzebniejszych elementów.

Ten wariant może być wykorzystywany również jako **stolik kosmetyczny** lub **asystor kosmetyczny**, jednak jego bazową funkcją pozostaje rola **stolika wielofunkcyjnego – asystora** o uniwersalnym zastosowaniu. To ważne zwłaszcza tam, gdzie potrzebne jest połączenie mobilności, uporządkowanej przestrzeni roboczej oraz możliwości późniejszej rozbudowy wyposażenia.

Najważniejsze cechy modelu

- 1 szuflada z blatem z podniesionym rantem,
- 1 półka z podniesionym rantem,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- stalowa podstawa lakierowana proszkowo na kolor biały,
- koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- rączka do przemieszczania typu UC-09,
- standardowy kolor biały.

Konstrukcja dopasowana do codziennej pracy

Model został oparty na **stelażu z profilu aluminiowego**, lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia blatu i szuflady oraz rozbudowę stolika w przyszłości o dodatkowe wyposażenie wyłącznie przy użyciu elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na biało, odpowiada za stabilność konstrukcji. Stolik wyposażono w **koła o średnicy 75 mm**, w tym 2 z blokadą, co ułatwia zarówno przemieszczanie modelu, jak i jego bezpieczne ustawienie w miejscu pracy. Dodatkową wygodę zapewnia **rączka do przemieszczania typu UC-09**.

Szuflada, blat i półka z podniesionym rantem

Stolik został wyposażony w **1 szufladę z blatem z podniesionym rantem**. Taki układ pomaga uporządkować przestrzeń roboczą i oddzielić rzeczy używane na bieżąco od akcesoriów przechowywanych wewnątrz szuflady. Sama szuflada jest

stalowa i lakierowana proszkowo na kolor biały. Za dopłatą dostępna jest również wersja wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Dolna **półka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** również posiada podniesiony rant. Dzięki temu model zapewnia dodatkowe miejsce odkładcze, a jednocześnie ogranicza ryzyko zsuwania się odkładanych przedmiotów podczas codziennego użytkowania i przemieszczania stolika.

Wymiary techniczne

- wymiary całkowite: **500 x 400 x 800 mm** (wysokość od podłoża do blatu),
- wymiary blatu: **450 x 320 x 10 mm**,
- wymiary półki: **450 x 320 x 10 mm**,
- wymiary szuflady: **450 x 320 x 155 mm**,
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: **375 x 280 x 105 mm**.

Zastosowanie

Model może pełnić funkcję **stolika wielofunkcyjnego**, **asystora**, **stolika pomocniczego**, a także pomocniczo **stolika kosmetycznego** lub **asystora kosmetycznego**. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompaktowe stanowisko z zamykaną przestrzenią na akcesoria i dodatkową półką odkładczą.

Dlaczego warto wybrać ten wariant

To model dla osób, które nie potrzebują rozbudowanego systemu wielu szuflad, ale chcą zachować wygodny układ pracy: **szuflada + blat z rantem + dodatkowa półka**. Dzięki temu stół pozostaje funkcjonalny, mobilny i łatwy do dopasowania do zmieniających się potrzeb stanowiska.

Zobacz także: [stoliki zabiegowe](#), [stoliki wielofunkcyjne](#) oraz [meble medyczne](#).

Jakość i standard produkcji

Producent realizuje wytwarzanie w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Proces produkcji prowadzony jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy ten model to stół wielofunkcyjny czy stół kosmetyczny?

Docelowo jest to **stół wielofunkcyjny – asystor**. Może być wykorzystywany także jako **stół kosmetyczny** lub **asystor kosmetyczny**, jednak jego bazową funkcją pozostaje rola uniwersalnego stolika pomocniczego z szufladą i półką.

Jakie elementy wyposażenia ma ten stół?

Model został wyposażony w **1 szufladę z blatem z podniesionym rantem** oraz **1 półkę z podniesionym rantem**. Taki układ ułatwia organizację podręcznych akcesoriów i oddzielenie rzeczy używanych na bieżąco od elementów przechowywanych wewnątrz szuflady.

Czy można regulować położenie blatu i szuflady?

Tak. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację położenia blatu i szuflady oraz rozbudowę stolika w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności wykonywania otworów.

Z jakich materiałów wykonano stół?

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**, a podstawę ze **stali lakierowanej proszkowo na biało**. Półka została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**, natomiast szuflada standardowo jest stalowa i lakierowana proszkowo na biało. Za dopłatą dostępna jest również szuflada ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Jakie są wymiary stolika wielofunkcyjnego – asystora?

Wymiary całkowite stolika wynoszą **500 x 400 x 800 mm**. Blat ma **450 x 320 x 10 mm**, półka **450 x 320 x 10 mm**, a szuflada **450 x 320 x 155 mm**. Powierzchnia użytkowa szuflady wynosi **375 x 280 x 105 mm**.

Czy stolik jest mobilny?

Tak. Model wyposażono w **koła o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**. Dodatkowo posiada **rączkę do przemieszczania typu UC-09**, co ułatwia wygodne manewrowanie stolikiem w miejscu pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące