

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-kwasoodporny-dla-narzedzi-stomatologicznych-p-2066.html>



Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej z 4 szufladami

Cena brutto	3 935,00 zł
Cena netto	3 643,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04KO (05)
Kod producenta	A-01-S(4)-KO-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z 4 szufladami to mobilny stolik pomocniczy przeznaczony do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów jednorazowych i akcesoriów w gabinecie stomatologicznym. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. **0H18N9** sprawdzi się tam, gdzie liczy się trwałość, higiena, łatwe utrzymanie czystości oraz wygodna organizacja stanowiska pracy.

Model posiada **4 szuflady**, blat z pogłębieniem oraz **pole odkładcze 400 x 400 mm**. Pięcioramienna podstawa z kołami o średnicy **55 mm**, w tym **3 koła z blokadą**, ułatwia ustawienie asystora przy fotelu stomatologicznym, stanowisku zabiegowym lub miejscu przygotowania narzędzi.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, a lakierowane fronty szuflad w kolorze RAL są dostępne jako opcja dodatkowo płatna.

Stolik kwasoodporny dla narzędzi stomatologicznych

Produkt może pełnić funkcję **stolika kwasoodpornego dla narzędzi stomatologicznych**, mobilnego asystora stomatologicznego oraz pomocniczego stolika roboczego przy fotelu. Połączenie stali kwasoodpornej 0H18N9, 4 szuflad, blatu z pogłębieniem i pola odkładczego 400 x 400 mm pozwala wygodnie segregować narzędzia, materiały oraz akcesoria potrzebne podczas codziennej pracy w gabinecie.

Pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Blat z pogłębieniem, szafka oraz pięcioramienna podstawa zostały wykonane ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Wierzchnia część korpusu szafki tworzy **pole odkładcze** stanowiące powierzchnię roboczą o wymiarach **400 x 400 mm**, co ułatwia odkładanie najczęściej używanych narzędzi i akcesoriów.

Korpus szafki wyposażono w materiał wygłuszający, który **nie chłonie wilgoci** i pomaga **minimalizować wibracje**. Dzięki temu asystor lepiej sprawdza się w intensywnie użytkowanych gabinetach, gdzie ważna jest stabilność, higiena i komfort pracy.

Mobilność i stabilność w gabinecie

Asystor osadzono na **pięcioramiennej podstawie** ze stali kwasoodpornej. Model wyposażony jest w **podwójne koła o średnicy 55 mm** w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym **3 koła z blokadą**. Takie rozwiązanie ułatwia płynne przemieszczanie stolika i stabilne ustawienie go dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**, co stanowi istotną informację dla placówek zwracających uwagę nie tylko na parametry techniczne, ale również na standard organizacji procesu wytwarzania.

Zastosowanie

Model sprawdzi się jako **asystor stomatologiczny**, ale może być również wykorzystywany jako **stolik wielofunkcyjny** do organizacji narzędzi i materiałów w gabinetach zabiegowych. Dla placówek szukających innych wariantów warto zobaczyć także [asystor stomatologiczny z 3 szufladami](#), [kwasoodporny model z 3 szufladami](#) oraz [asystor medyczny ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#).

Jeżeli szukasz podobnych rozwiązań do zaplecza zabiegowego, sprawdź również kategorię [stolików zabiegowych ze stali kwasoodpornej](#) oraz [asystory stomatologiczne](#).

Dane techniczne asystora stomatologicznego 0H18N9 z 4 szufladami

Nazwa produktu	Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej z 4 szufladami
Typ wyposażenia	mobilny asystor stomatologiczny / stolik kwasoodporny dla narzędzi stomatologicznych
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Przeznaczenie	gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	4 szuflady
Wysokość frontów szuflad	4 x 130 mm
Błat	blat ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z pogłębieniem
Pole odkładcze / robocze	400 x 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary szafki	450 x 450 x 543 mm
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna ze stali kwasoodpornej
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego, średnica 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Opcja dodatkowo płatna	lakierowanie frontów szuflad na wybrany kolor z palety RAL
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04KO (05)
Kod producenta	A-01-S(4)-KO-0000-K4.3
Funkcja produktu	organizacja narzędzi stomatologicznych, materiałów, akcesoriów i wyposażenia pomocniczego
Dostępność	produkt dostępny na zamówienie
Czas realizacji	4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji

Opcja dodatkowo płatna: lakierowanie frontów szuflad na wybrany kolor z palety RAL.

Ważne: asystor w standardzie wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej, natomiast lakierowane fronty są dostępne za dopłatą.

FAQ

Czy ten produkt to asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej?

Tak. Produkt jest **asystorem stomatologicznym ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z 4 szufladami**, przeznaczonym do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów jednorazowych i akcesoriów pomocniczych w gabinecie. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy asystor 0H18N9 z 4 szufladami sprawdzi się jako stolik dla narzędzi stomatologicznych?

Tak. Model może pełnić funkcję **stolika kwasoodpornego dla narzędzi stomatologicznych**, mobilnego asystora oraz pomocniczego stolika roboczego przy fotelu. Cztery szuflady ułatwiają segregację wyposażenia, a blat z pogłębieniem i pole odkładcze **400 x 400 mm** pomagają utrzymać porządek podczas codziennej pracy.

Co daje stal kwasoodporna 0H18N9 w asystorze stomatologicznym?

Stal kwasoodporna **0H18N9** jest dobrym wyborem do gabinetów, w których liczy się trwałość, higiena i łatwe utrzymanie powierzchni w czystości. Ten materiał dobrze sprawdza się w intensywnie użytkowanym wyposażeniu medycznym i stomatologicznym. Więcej produktów z tego materiału znajdziesz w kategorii [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Czym różni się ten model od lakierowanego asystora z 4 szufladami?

Ten model jest wykonany ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**, dlatego będzie lepszym wyborem tam, gdzie priorytetem jest odporność materiału, higiena i częste czyszczenie. Wariant lakierowany może być korzystny wtedy, gdy ważniejsza jest niższa cena lub dopasowanie kolorystyczne. Do porównania zobacz [asystor stomatologiczny z 4 szufladami na kółkach](#).

Czym różni się asystor kwasoodporny z 4 szufladami od modelu z 3 szufladami?

Model z 4 szufladami daje większą możliwość segregacji narzędzi, materiałów i akcesoriów niż wariant 3-szufladowy. Będzie dobrym wyborem do gabinetów, w których potrzebna jest większa pojemność i dokładniejszy podział wyposażenia. Jeżeli wystarczy mniejsza liczba szuflad, porównaj go z produktem [asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej K-5 A-04 KO z 3 szufladami](#).

Czy lepiej wybrać asystor stomatologiczny z 3 czy 4 szufladami?

Asystor stomatologiczny z 4 szufladami będzie lepszy, jeśli w gabinecie potrzebujesz większej liczby oddzielnych przestrzeni na narzędzia, przyrządy, materiały jednorazowe i akcesoria. Model 3-szufladowy sprawdzi się przy standardowej organizacji pracy, natomiast wariant 4-szufladowy daje większą pojemność i wygodniejszą segregację.

Czy asystor posiada blat z pogłębieniem?

Tak. Produkt posiada **blat z pogłębieniem**, który ułatwia odkładanie drobnych akcesoriów i pomaga utrzymać porządek na powierzchni roboczej. W połączeniu z czterema szufladami i polem odkładczym 400 x 400 mm asystor dobrze sprawdza się jako mobilny stolik pomocniczy do gabinetu stomatologicznego.

Czy asystor ma pole odkładcze 400 x 400 mm?

Tak. Model posiada **pole odkładcze 400 x 400 mm**, które może służyć jako powierzchnia pomocnicza na narzędzia, materiały, przyrządy stomatologiczne i akcesoria używane podczas pracy przy stanowisku.

Czy produkt jest mobilny?

Tak. Asystor posiada podstawę jezdną oraz koła, w tym **3 koła z blokadą**. Dzięki temu można go wygodnie ustawić przy fotelu stomatologicznym, stanowisku zabiegowym lub miejscu przygotowania narzędzi. Inne mobilne modele znajdziesz w kategorii [mobilne asystory stomatologiczne i medyczne](#).

Czy warto porównać ten model z asystorem medycznym 0H18N9 z 2 szufladami?

Tak. Jeżeli potrzebujesz mniejszego modelu ze stali kwasoodpornej, warto porównać go z produktem [asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#). Model 4-szufladowy będzie lepszy wtedy, gdy potrzebna jest większa pojemność i bardziej szczegółowa organizacja wyposażenia.

Czy fronty szuflad mogą być lakierowane na kolor RAL?

Tak. W tym modelu lakierowanie frontów szuflad na wybrany kolor z palety RAL jest dostępne jako opcja dodatkowo płatna. Dzięki temu asystor ze stali kwasoodpornej można lepiej dopasować wizualnie do wyposażenia gabinetu.

Czy ten asystor można porównać z pomocnikiem stomatologicznym AS-1510?

Tak. Oba produkty mogą wspierać organizację pracy w gabinecie stomatologicznym, ale ten model wyróżnia się konstrukcją ze stali kwasoodpornej 0H18N9 i 4 szufladami. Jeżeli szukasz alternatywnego modelu z serii ALUMED, porównaj go z produktem [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#).

Jaki asystor wybrać, jeśli potrzebna jest szafka zamiast czterech szuflad?

Jeżeli zamiast czterech szuflad potrzebujesz zamykanej przestrzeni szafkowej, dobrym porównaniem będzie [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#). Model kwasoodporny z 4 szufladami będzie natomiast lepszy, gdy najważniejsza jest stal 0H18N9, pojemność szuflad i szybki dostęp do narzędzi.

Czy warto wybrać asystor ze stali kwasoodpornej zamiast zwykłego stolika zabiegowego?

Tak, jeśli potrzebujesz nie tylko powierzchni odkładczej, ale także szuflad do segregacji narzędzi i mobilnej organizacji

stanowiska. Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej łączy funkcję stolika pomocniczego, organizera i mobilnego mebla gabinetowego. Szerszą grupę podobnych produktów znajdziesz w kategorii [stoliki zabiegowe ze stali kwasoodpornej](#).

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania asystora oraz ewentualne opcje dodatkowe, takie jak lakierowanie frontów RAL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały (+ 200,00 zł), RAL9001-kremowy (+ 200,00 zł), RAL 1013-perłowy (+ 200,00 zł), RAL 1015-beżowy (+ 200,00 zł), RAL 1018-żółty (+ 200,00 zł), RAL 3015-jasny różowy (+ 200,00 zł), RAL 3000-czerwony (+ 200,00 zł), RAL 1034-brzoskwiniowy (+ 200,00 zł), RAL 2008-pomarańczowy (+ 200,00 zł), RAL 5021-morski (+ 200,00 zł), RAL 6033-seledynowy (+ 200,00 zł), RAL 6027-lekko zielony (+ 200,00 zł), RAL 6019-jasny zielony (+ 200,00 zł), RAL 6018-zielony (+ 200,00 zł), RAL 5012-niebieski (+ 200,00 zł), RAL 5017-ciemny niebieski (+ 200,00 zł), RAL 5002-granatowy (+ 200,00 zł), RAL 9006-aluminowy (+ 200,00 zł), RAL 7035-szary (+ 200,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące