

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-laboratoryjny-jezdny-p-3182.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 1 szufladą, 1 półką i szafką 2-szufladową

Cena brutto	6 161,00 zł
Cena netto	5 704,63 zł
Cena poprzednia	6 399,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-S(1)PS(2)-50-100-ABS3-0000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 w tej konfiguracji został przygotowany do organizacji mobilnego stanowiska pracy z urządzeniami medycznymi, diagnostycznymi i zabiegowymi. Model łączy kompaktowe wymiary z funkcjonalnym układem przechowywania: 1 szuflada, 1 półka oraz szafka z 2 szufladami pozwalają wygodnie розміścić aparaturę, osprzęt i akcesoria robocze.

Konfiguracja oparta jest na konkretnych danych producenta i obejmuje: **1x szufladę 500x500x155 mm, 1x półkę 500x500 mm oraz 1x szafkę z 2 szufladami 500x500x284 mm**. W standardzie model otrzymuje również **1x listwę zasilającą, 3x klips do przewodów i 2x uchwyt do prowadzenia**.

Model może być wykorzystywany także w pracowniach i pomieszczeniach technicznych, jednak zgodnie z konfiguracją producenta jest to przede wszystkim **wózek pod aparaturę medyczną AP2**, przeznaczony do uporządkowania stanowiska i wygodnego przemieszczania aparatury między miejscami pracy.

Najważniejsze cechy

- Przemysłana konfiguracja AP2:** 1 szuflada, 1 półka i szafka z 2 szufladami w układzie ułatwiającym organizację urządzeń i akcesoriów.
- Wypożazenie standardowe:** listwa zasilająca, 3 klipsy do przewodów oraz 2 uchwyty do prowadzenia.
- Mobilna konstrukcja:** koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, ułatwiają bezpieczne przemieszczanie wózka.
- Regulacja położenia podzespołów:** profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach pozwala zmieniać wysokość elementów bez wiercenia dodatkowych otworów.
- Łatwiejsze utrzymanie czystości:** kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.
- Kolorystyka RAL:** fronty szuflad i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL.

Dane techniczne

Dane techniczne wózka pod aparaturę medyczną AP2	Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
	Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
	Kod producenta	AP2-03-S(1)PS(2)-50-100-ABS3-0000
	Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620 x 585 x 1000 mm
	Szuflada	1 x 500 x 500 x 155 mm
	Wysokość frontu szuflady	130 mm
	Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450 x 450 mm
	Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
	Półka	1 x 500 x 500 mm

Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Szafka z 2 szufladami	1 x 500 x 500 x 284
Wysokość frontów szuflad w szafce	2 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady w szafce	425 x 450 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	1 x listwa zasilająca przewodzenia
Stelaż	Profil aluminiowy la montażowymi po ob
Elementy robocze	Szuflada, półka i sz pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z t
Koła	Średnica 100 mm, w
Kolorystyka	Fronty szuflad i eler wg palety RAL
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600,
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szeroko
Uwagi	Zmiana szerokości p i cenę. Materiał mas uzależniony jest od Istnieje możliwość v szarym.
Informacja o produkcji	Model wykonywany jakością zgodny z IS realizowany jest z z

Wykonanie i wyposażenie standardowe

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespółów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą.

- szuflada, półka i szafka stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem,
- fronty szuflad lakierowane na kolor wg palety RAL,
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL,
- adapter listwy sieciowej lakierowany na biało,
- klipsy do przewodów z tworzywa w kolorze szarym,
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym.

Zastosowanie

Model sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko do aparatury medycznej oraz wygodna organizacja akcesoriów roboczych. To dobre rozwiązanie do gabinetów diagnostycznych, zabiegowych, pracowni medycznych i punktów przygotowania aparatury, w których liczy się łatwe przemieszczanie sprzętu, dostęp do zasilania i uporządkowanie przewodów.

Dzięki połączeniu szuflady, półki i szafki z 2 szufladami użytkownik zyskuje miejsce zarówno na urządzenie główne, jak i na drobny osprzęt, materiały pomocnicze czy akcesoria potrzebne przy codziennej pracy.

Kolorystyka i konfiguracja

Fronty szuflad oraz wybrane elementy dekoracyjne mogą być wykonane w kolorystyce zgodnej z paletą RAL. Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo lub stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Informacja o produkcji

Model wykonywany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i warianty

- [Zobacz stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Sprawdź wariant AP2 z szufladą i półką pod klawiaturę](#)
- [Zobacz wariant z półką na komputer](#)
- [Poznaj wariant AP2 do pokoju zabiegowego – 3 półki i szuflada](#)

FAQ

Do jakich stanowisk pasuje ten wózek pod aparaturę medyczną AP2?

Model przeznaczony jest do organizacji mobilnych stanowisk z aparaturą medyczną, diagnostyczną oraz wyposażeniem pomocniczym wykorzystywanym w pracowniach i gabinetach.

Co znajduje się w wyposażeniu standardowym?

W standardzie wózek wyposażony jest w 1 listwę zasilającą, 3 klipsy do przewodów oraz 2 uchwyty do prowadzenia. Konfiguracja obejmuje również 1 szufladę, 1 półkę i szafkę z 2 szufladami.

Czy można zmienić kolor frontów i elementów dekoracyjnych?

Tak. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy zmiana szerokości półki wpływa na wymiary i cenę?

Tak. Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz jego cenę.

Jakie koła zastosowano w tym modelu?

Wózek wyposażony jest w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym 2 koła z blokadą. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie stanowiska.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary