

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-laboratoryjny-p-2024.html>



Stolik laboratoryjny

Cena brutto	3 015,00 zł
Cena netto	2 791,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-03-A-KO
Kod producenta	D-03-B2Q-66-KO-K5-WKR 2.(295)x95x85.KO

Opis produktu

Prezentujemy innowacyjny stół laboratoryjny, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie użytkownika. Jego solidna konstrukcja opiera się na wytrzymałej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także odporność na korozję, co jest kluczowe w środowisku laboratoryjnym.

W skład tego kompleksowego rozwiązania wchodzi wyjmowana taca o wymiarach 705x390x18 mm, która zapewnia obszerną i łatwą w czyszczeniu powierzchnię roboczą. Dodatkowo, cztery kuwety o wymiarach 395x325x65 mm oraz praktyczny koszyk na akcesoria o rozmiarze 295x95x85 mm pozwalają na zorganizowane przechowywanie i szybki dostęp do niezbędnych narzędzi.

Stelaż wyposażony został w solidne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co umożliwia łatwe przemieszczanie stołu po laboratorium. Wykorzystano kształtowniki o przekroju 20x20 mm, stanowiące zintegrowany element konstrukcji, co dodatkowo wzmacnia stabilność stelaża.

Niezwykle praktycznym elementem jest także taca wyjmowalna, ułatwiająca utrzymanie porządku i higieny. Kuweta z tworzywa sztucznego oraz pokrywa do stelaża na odpady z tworzywa w kolorze szarym to kolejne detale, które sprawiają, że nasz stół spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i estetyki.

Całkowite wymiary stołu to 1000x430x890 mm, z powierzchnią użytkową tacy o rozmiarze 610x360x17 mm oraz kuwety o wymiarach 335x260x60 mm. To innowacyjne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w wymagania nowoczesnych laboratoriów, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale również trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Stolik laboratoryjny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**