

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-laboratoryjny-p-2033.html>



Stolik laboratoryjny

Cena brutto	3 320,00 zł
Cena netto	3 074,07 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)QK(90)-66-ST-K 5-WKR2.(295)x95x85.ST. 9003-

Opis produktu

Prezentujemy Państwu wszechstronny stół laboratoryjny, który jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych laboratoriów medycznych. Jego wyjątkowy design i funkcjonalność sprawiają, że jest to niezbędne wyposażenie dla każdego laboranta.

Stół ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika i optymalnym zagospodarowaniu przestrzeni. Wyposażony w wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, umożliwia łatwe przenoszenie próbek i materiałów badawczych. Taca została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co zapewnia trwałość i odporność na działanie agresywnych substancji.

Dodatkowo, stół posiada praktyczne rozwiązania, takie jak szuflada o wymiarach 655x385x155 mm, która pomieści niezbędne narzędzia i akcesoria laboratoryjne. Dzięki temu wszystkie potrzebne przedmioty są zawsze pod ręką, co zwiększa efektywność pracy.

W komplecie znajdują się także dwie kufy o wymiarach 395x325x65 mm, które są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Kufy te doskonale sprawdzają się w przeprowadzaniu różnych eksperymentów i analiz.

Stół laboratoryjny wyposażony jest również w półkę koszykową o wymiarach 655x405x90 mm, która zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania i organizowania niezbędnego sprzętu.

Konstrukcja stołu została wykonana z wysokiej jakości aluminium i stali o powłoce lakierowanej proszkowo na biało. Stelaż posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające regulację wysokości półek bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Dodatkowo, stelaż jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich wyposażonymi w blokadę. Dzięki temu stół można łatwo przemieszczać w laboratorium, a jednocześnie zapewnić stabilność podczas pracy.

Wymiary całkowite stołu to 1000x480x890 mm, a powierzchnia użytkowa tacy wynosi 610x360x17 mm. Szuflada posiada powierzchnię użytkową o wymiarach 580x345x125 mm, natomiast kufy ma wymiary 335x260x60 mm. Półka koszykowa jest szeroka na 655 mm, ma głębokość 405 mm i wysokość 90 mm.

Nasze stoły laboratoryjne są wyprodukowane w kraju i posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych. Cena obejmuje stawkę VAT w wysokości 8%. Zapewniamy, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i są dostępne dla Państwa w atrakcyjnej cenie.

Stolik laboratoryjny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 1000x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm
- Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**