

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-laboratoryjny-na-sprzet-medyczny-p-2719.html>

Stolik laboratoryjny na sprzęt medyczny



Cena brutto	10 200,00 zł
Cena netto	8 292,68 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAR100-2
Kod producenta	AP3-L(PS(3))R(S(Y)2P)

Opis produktu

Stolik laboratoryjny na sprzęt medyczny o funkcjonalnym i nowoczesnym designie. Wykonany z dbałością o najwyższą jakość oraz ergonomię pracy, ten stolik laboratoryjny został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom wygodnego i sprawnego środowiska pracy.

W skład tego stolika wchodzi solidny stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co nadaje mu nie tylko estetyczny wygląd, ale także zapewnia odporność na korozję. Stelaż wyposażony jest w 2 kanały montażowe po obydwu stronach, umożliwiające regulację wysokości położenia blatów oraz szyn instrumentalnych. Dodatkowo, wózek może być w przyszłości łatwo rozbudowany o dodatkowe wyposażenie, dzięki zastosowaniu elementów złącznych, które nie wymagają wykonywania otworów, co sprawia, że modyfikacje są proste i bezproblemowe.

Blaty oraz szafka wykonane są ze stalowych materiałów, które zostały lakierowane proszkowo na biało. Błat główny ma wymiary 1100x500 mm, natomiast blat dolny składa się z trzech mniejszych powierzchni o wymiarach 500x500 mm każda, co zapewnia dodatkową przestrzeń do pracy. Szafka z trzema szufladami o wysokości frontu 3x130 mm jest wyposażona w materiał wygłuszający, który minimalizuje wibracje i niweluje wilgoć, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo przechowywanych elementów.

Stolik posiada także wygodną i praktyczną wysuwaną półkę pod klawiaturę o wymiarach 435x450 mm, co ułatwia obsługę sprzętu komputerowego. Dodatkowo, do stelaża zamontowano szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami, która zapewnia bezpieczne przechowywanie różnych narzędzi i akcesoriów.

Warto również zaznaczyć, że wózek posiada wytrzymały wysięgnik dwuprzegubowy ze stali kwasoodpornej, wyposażony w trzy elementy podtrzymujące kable na ramieniu, a także głowicę z dwoma haczykami, co umożliwia uporządkowane prowadzenie kabli i złączy.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym zapewnia stabilność całej konstrukcji. Dzięki kołom o średnicy 100 mm, z których dwa są wyposażone w blokadę, stolik jest łatwy w przemieszczaniu i jednocześnie stabilny podczas pracy.

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 1200x580x1000 mm, a dodatkowo stolik oferuje wiele praktycznych przestrzeni do pracy, m.in. blaty o wymiarach 1100x500 mm i 500x500 mm, szafka o wymiarach 500x500x413 mm oraz przestronna szuflada o wymiarach 425x430x105 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Ten funkcjonalny stolik laboratoryjny na sprzęt medyczny został wyprodukowany w kraju, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z odpowiednimi standardami. Istnieje również opcja wykonania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala dostosować wygląd stolika do indywidualnych preferencji.

W skrócie, ten stolik laboratoryjny jest nie tylko elegancki, ale przede wszystkim praktyczny i ergonomiczny, idealny do

profesjonalnych zastosowań w dziedzinie medycyny czy badań laboratoryjnych.

Stolik laboratoryjny na sprzęt medyczny, dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 1200x580x1000 mm
- wymiary blatu: 1100x500 mm
- wymiary blatu dolnego: 500x500 mm
- wymiary szafki: 500x500x413 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 425x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary