

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-laboratoryjny-pod-aparature-p-1949.html>

Stolik pod aparaturę medyczną G-006 z 2 półkami i 2 szufladami

Cena brutto	4 513,00 zł
Cena netto	4 178,70 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-006
Kod producenta	G-04-PS(1)PS(1)-45-120-ST-9003-K6.3-WWKP1.02.KL7.3

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną G-006 to model przeznaczony do uporządkowanej pracy z aparaturą w gabinetach diagnostycznych, zabiegowych, pracowniach oraz pomieszczeniach laboratoryjnych. Konfiguracja obejmuje **2 półki 450x320 mm, 2 szuflady, wysięgnik dwuprzegubowy z głowicą do kabli i drenów, listwę zasilającą oraz wieszak kroplówki**, dzięki czemu model dobrze sprawdza się przy stanowiskach wymagających wygodnego prowadzenia przewodów i akcesoriów.

Najważniejsze cechy modelu G-006

- **2 półki 450x320 mm** do ustawienia aparatury i akcesoriów,
- **2 szuflady** zapewniające dodatkowe miejsce na wyposażenie podręczne,
- **wysięgnik dwuprzegubowy** z dwoma elementami podtrzymującymi kable na ramieniu,
- **głowica do kabli i drenów** o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm,
- **listwa zasilająca** w standardzie,
- **wieszak kroplówki** w standardzie,
- **mobilna podstawa stalowa** z kołami o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- **profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach**, umożliwiający regulację wysokości położenia półek i szuflad oraz późniejszą rozbudowę stolika bez wykonywania otworów.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż stolika wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Półki, szuflady i podstawa są **stalowe, lakierowane proszkowo na biało**. Konstrukcja została przygotowana z myślą o codziennym użytkowaniu przy aparaturze medycznej oraz o wygodnej organizacji kabli, drenów i osprzętu. Model posiada **blat z pogłębieniem**, a standardowy kolor wykonania to **biały**.

Zastosowanie

Model G-006 polecany jest wszędzie tam, gdzie oprócz samej powierzchni roboczej potrzebne są również **szuflady, prowadzenie kabli i drenów, zasilanie oraz mobilność**. To dobry wybór do stanowisk z aparaturą medyczną, monitorującą, diagnostyczną lub pomocniczą, w których liczy się porządek i szybki dostęp do wyposażenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-006

Parametr	Wartość
Typ produktu	Stolik pod aparaturę medyczną
Liczba półek	2
Wymiary półki	450 x 320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400 x 270 mm
Liczba szuflad	2
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary szuflady	450 x 320 x 155 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 280 x 105 mm
Wysięgnik	Dwuprzegubowy, z 2 elementami podtrzymującymi kable na ramieniu
Głowica do kabli i drenów	16 mm / 20 mm / 25 mm
Wypożazenie standardowe	Listwa zasilająca, wieszak kroplówki
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Półki, szuflady, podstawa	Stal lakierowana proszkowo na biało
Podstawa jezdna	Koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą
Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego	530 x 400 x 1200 mm
Kolor standardowy	Biały

FAQ

Czy stolik G-006 umożliwia regulację położenia półek i szuflad?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia półek i szuflad oraz rozbudowę stolika w przyszłości.

Jakie wyposażenie znajduje się w standardzie?

Standardowe wyposażenie obejmuje wysięgnik dwuprzegubowy z głowicą do kabli i drenów, listwę zasilającą oraz wieszak kroplówki.

Jakie średnice obsługuje głowica do kabli i drenów?

Głowica została przygotowana do prowadzenia kabli i drenów o średnicach 16 mm, 20 mm i 25 mm.

Czy stolik jest mobilny?

Tak. Podstawa stalowa została wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym 2 koła z blokadą.

Jaki jest standardowy kolor wykonania?

Standardowo stolik wykonywany jest w kolorze białym.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Meble laboratoryjne](#)
- [Stojaki do kroplówek](#)