

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczno-narzedziowy-p-2004.html>



Stolik medyczno narzędziowy

Cena brutto	2 150,00 zł
Cena netto	1 990,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2T-66-ST-K5

Opis produktu

Stolik medyczno-narzędziowy to niezastąpiony mebel, który doskonale sprawdzi się w każdej placówce medycznej. Jego funkcjonalność i solidne wykonanie stanowią gwarancję wygodnego i efektywnego użytkowania.

Stolik ten posiada wyjmowaną tacę o imponujących wymiarach 705x390x18 mm, która zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania narzędzi i niezbędnego wyposażenia. Dodatkowo, wyposażony jest w dwie tace o wymiarach 650x390x18 mm, które zwiększają jego użyteczność i pojemność.

Jego stelaż wykonany z aluminium i stali lakierowanej proszkowo na biało nie tylko zapewnia niezwykłą wytrzymałość, ale także umożliwia dowolną regulację wysokości półek. Dzięki kanałom montażowym po wewnętrznej stronie stolika, montaż dodatkowego wyposażenia jest niezwykle prosty i nie wymaga wykonywania otworów. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala na elastyczne dostosowanie stolika do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Mobilność stolika jest zapewniona dzięki czterem kołom o średnicy 75 mm, umieszczonym w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z nich posiadają blokadę, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Dodatkowo, uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowi integralną część konstrukcji, umożliwiając łatwe manewrowanie stolikiem w miejscu pracy.

Taca wyjmowana, wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, jest nie tylko trwała, ale także higieniczna i łatwa do utrzymania w czystości. Jej wymiary całkowite wynoszą 810x430x890 mm, a powierzchnia użytkowa tacy to 610x360x17 mm. To idealne rozwiązanie dla personelu medycznego, któremu zależy na efektywnym porządku i łatwym dostępie do niezbędnych narzędzi.

Stolik medyczno-narzędziowy jest produktem krajowym, wpisanym do rejestru wyrobów medycznych. Jego sprzedaż odbywa się z 8% stawką VAT, co czyni go atrakcyjnym zarówno pod względem jakości, jak i ceny. To niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stolik medyczno narzędziowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

