

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczno-proceduralny-p-2008.html>



Stolik medyczno proceduralny

Cena brutto	2 080,00 zł
Cena netto	1 925,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-BQT-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu innowacyjny stolik medyczno-proceduralny, który spełni wszelkie oczekiwania w zakresie wygody i funkcjonalności. Jego solidne wykonanie gwarantuje nie tylko trwałość, ale także możliwość dowolnej konfiguracji i łatwą instalację dodatkowego wyposażenia.

Stolik posiada stelaż z wysokiej jakości aluminium i stali, który został lakierowany proszkowo na biało. Dzięki temu jest nie tylko wytrzymały, ale także estetyczny. Wewnętrzna strona stelaża posiada kanały montażowe, umożliwiające regulację wysokości półek w dowolny sposób. Co więcej, montaż dodatkowego wyposażenia odbywa się bez konieczności wykonywania otworów, dzięki zastosowaniu elementów złącznych.

Stolik wyposażono w cztery koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, zapewniając stabilność podczas użytkowania. Dodatkowo, stolik wyposażono w wygodny uchwyt, wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm, który jednocześnie pełni rolę integralnej części konstrukcji.

W komplecie znajdują się trzy elementy użytkowe: wyjmowana taca, kuweta z tworzywa sztucznego oraz taca o dużej powierzchni. Wyjmowana taca została wykonana z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia jej trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Powierzchnia użytkowa tacy wynosi 610x360x17 mm, co daje dużo miejsca do pracy.

Kuweta, również wykonana z tworzywa sztucznego, jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku potrzeby przechowywania i odprowadzania płynów. Jej wymiary to 335x260x60 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do manipulacji płynami podczas zabiegów.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 810x430x890 mm, co sprawia, że jest on kompaktowy i poręczny. Dzięki temu stolik można łatwo przenieść i dostosować do różnych przestrzeni. Jest to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych i procedur medycznych, które wymagają mobilności i funkcjonalności.

Ten stolik medyczno-proceduralny to doskonałe połączenie solidności, elastyczności i nowoczesnego designu, które sprawiają, że każde środowisko medyczne stanie się bardziej efektywne i ergonomiczne.

Stolik medyczno proceduralny, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 810x430x890 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**