


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-elektryczna-regulacja-wysokosci-p-3170.html>



Stolik medyczny - elektryczna regulacja wysokości

Numer katalogowy

SM-TMBY-AR120-2-EL

Opis produktu

Z przyjemnością prezentujemy innowacyjny stół medyczny z elektryczną regulacją wysokości, zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności. Nasz stół medyczny to doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, gabinetów lekarskich oraz sal zabiegowych, które stawiają na wysoką jakość i niezawodność sprzętu.

Cechy produktu:

Elektryczna regulacja wysokości: Dzięki elektrycznemu mechanizmowi regulacji wysokości, nasz stół zapewnia płynną i precyzyjną regulację, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz wygody personelu medycznego.

Funkcjonalne wyposażenie: Stół wyposażony jest w 2x półkę o wymiarach 600x250 mm, 1x szafkę z 3 szufladami o wymiarach 600x500x413 mm (z frontem o wysokości 3x130 mm), oraz 1x półkę o wymiarach 600x300 mm, zapewniając odpowiednią przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi i akcesoriów medycznych.

Uchwyt monitora na sprężynie gazowej: Dzięki uchwytowi monitora na sprężynie gazowej (UMK6), można łatwo zamontować monitor w dogodnej pozycji, zapewniając wygodę pracy personelu medycznego.

Solidna konstrukcja: Stół wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego na biało, co gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Kolumny nośne składające się z 3 elementów wysuwanych teleskopowo zapewniają stabilność i pewność użytkowania.

Estetyczny wygląd: Szafka, półki oraz fronty szuflad zostały wykonane ze stali lakierowanej na biało, nadając produktowi nowoczesny i elegancki wygląd. Dodatkowo, elementy dekoracyjne zostały lakierowane naabrany kolor z palety RAL, umożliwiając dostosowanie do preferencji estetycznych klienta.

Mobilność i łatwość manewrowania: Stół wyposażony jest w podstawę stalową z osłoną z tworzywa ABS, oraz koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, co zapewnia łatwe przemieszczanie oraz stabilność w trakcie użytkowania.

Precyzyjne wymiary: Wymiary stoika oraz jego elementów zostały dokładnie określone, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz kompatybilność z innym wyposażeniem medycznym.

Wymiary:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 730x600x1630-2280 mm
- Wymiary półki: 600x250 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 550x200 mm
- Wymiary szafki z szufladami: 600x500x413 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu szafki z szufladami: 550x450 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x285x105 mm
 - Wymiary półki: 600x300 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej półki: 550x250 mm

Nasz stolik medyczny to nie tylko praktyczne narzędzie, ale również elegancki i solidny element wyposażenia, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki wysokiej jakości materiałom oraz precyzyjnemu wykonaniu, nasz produkt zapewnia niezawodność i funkcjonalność przez wiele lat użytkowania.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary