

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-p-1966.html>



Stolik medyczny

Cena brutto	1 965,00 zł
Cena netto	1 819,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-A1-ST
Kod producenta	C-02-BP-66-ST-K5-WSTW2.01.ST

Opis produktu

Stolik medyczny o doskonałej funkcjonalności i solidnym wykonaniu - to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych placówek medycznych. Wyposażony w innowacyjne funkcje, zapewniające nie tylko wygodę, ale także efektywność w codziennej pracy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego produktu:

Stolik medyczny z regulacją wysokości:

WYKONANIE:

- Stelaż wykonany z trwałego aluminium i stali, lakierowany proszkowo na biało, co gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także odporność na uszkodzenia.
- Kanały montażowe po wewnętrznej stronie stelaża umożliwiają dowolną regulację wysokości półek, dostosowując je do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Specjalny design stelaża pozwala na montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych, eliminując konieczność wykonywania dodatkowych otworów.
- Wyposażony w solidne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co ułatwia przenoszenie stolika i zapewnia stabilność w trakcie użytkowania.
- Intuicyjne uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm, stanowiące zintegrowany element konstrukcji.

BLAT I PÓŁKA:

- Blat i półka wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania w czystości.
- Podniesiony rant na blacie zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych przedmiotów.
- Półka montowana na stałe do stelaża, zwiększając stabilność i funkcjonalność stolika.

STELAŻ DO WORKA NA ODPADY:

- Stelaż wykonany z wytrzymałej stali, lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym.
- Praktyczna pokrywa uchylna zapewnia łatwy dostęp do worka na odpady, jednocześnie utrzymując estetyczny wygląd stolika.

WYMIARY CAŁKOWITE:

- 950x430x880 mm

WYMIARY BLATU GÓRNEGO:

-
- 705x415x20 mm

WYMIARY PÓŁKI:

- 655x415x20 mm

WYMIARY POWIERZCHNI UŻYTECZNEJ PÓŁKI:

- 652x412x17 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Stolik medyczny to niezbędny element wyposażenia profesjonalnych placówek medycznych, zapewniający nie tylko ergonomiczne warunki pracy, ale także trwałość i estetyczny wygląd. Solidne wykonanie, regulowana wysokość i praktyczne dodatki sprawiają, że ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stolik medyczny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**