

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-lakierowany-p-2092.html>



Stolik medyczny lakierowany

Cena brutto	2 750,00 zł
Cena netto	2 546,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-04

Opis produktu

Stolik Medyczny Lakierowany - Nowoczesne Rozwiązanie dla Profesjonalistów

Poszukujesz niezawodnego stolika medycznego, który zapewni Ci funkcjonalność, trwałość oraz wygodę użytkowania? Oto Stolik Medyczny Lakierowany - innowacyjne rozwiązanie spełniające najwyższe standardy branżowe.

Cechy Produktu:

Solidne Wykonanie: Stolik został zaprojektowany z myślą o trwałości i wydajności. Jego stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na białą, gwarantuje stabilność i odporność na warunki środowiskowe.

Regulacja Wysokości: Dzięki profilowi nośnemu z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach, masz możliwość precyzyjnej regulacji wysokości położenia szyn instrumentalnych. To ułatwia dostosowanie stolika do różnych potrzeb użytkowników.

Wyjątkowa Elastyczność: Stolik został zaprojektowany z myślą o przyszłych potrzebach. Możliwość rozbudowy o wyposażenie dodatkowe za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów, sprawia, że produkt ten jest niezwykle elastyczny i przystosowuje się do zmieniających się wymogów.

Komfort Użytkowania: Błat górny z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Przeglębienie o wysokości 6 mm dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.

Opcje Dostosowania: Stolik może być wyposażony w różnorodne dodatki, takie jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria czy pojemnik na zużyte igły. To sprawia, że produkt ten może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Estetyczny Design: Stolik wyróżnia się eleganckim wykończeniem oraz dbałością o detale. Elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL nadają mu nowoczesny i profesjonalny wygląd.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary Stolika (bez wyposażenia dodatkowego): 835x455x880 mm
- Wysokość od Podłoża do Błatu: 800 mm
- Wymiary Błatu Górnego: 740x410x10 mm
- Wymiary Powierzchni Użytkowej Błatu Górnego: 640x385 mm
- Wymiary Kuwety: 395x325x65 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Oferujemy również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, aby dostosować stół do indywidualnych preferencji estetycznych.

Stół Medyczny Lakierowany to doskonałe połączenie funkcjonalności, trwałości i elegancji. Zapewniając wyjątkową elastyczność oraz komfort użytkowania, stanowi niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów medycznych. Wybierz ten stół, by mieć pewność, że Twój gabinet medyczny będzie wyposażony w produkty najwyższej jakości.

Stół medyczny lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary stoika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary kuwety [mm]: 395x325x65 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary